


FREDDY

Chasis compacto para asientos





Estimado cliente,

En este punto nos gustaría darle las gracias por la confianza depositada en nuestra empresa y para la compra de nuestro producto.

Le pedimos que lea las instrucciones de uso antes de la primera de puesta en marcha del producto, y para observarlos. Tenga en cuenta que las directrices y las representaciones de estas instrucciones de uso pueden desviarse de su producto debido a diferentes equipos.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

¡Información importante!

Asegúrese de que estas instrucciones de uso, permanecen en el producto.

Su equipo Schuchmann

1. Preparación del chasis para su uso.....	4
1.1 Transporte.....	4
1.2 Medidas de seguridad.....	4
1.3 Disposición de seguridad.....	4
1.3.1 Packaging.....	4
1.3.2 Producto.....	4
1.4 Almacenaje e instrucciones de uso.....	4
2. Descripción de producto.....	5
2.1 Información de material.....	5
2.2 Manipulación y transporte.....	5
2.3 Área de aplicación, uso según propósito de fabricación.....	5
2.4 Uso del producto para fines no propuestos / guía de advertencias.....	6
2.5 Equipamiento del modelo básico.....	7
2.6 Lista de accesorios.....	7
2.7 Descripción del producto.....	7
2.7 Configuración general.....	8
2.8 Instrucciones de utilización.....	8
2.9 Subiendo escaleras.....	8
3. Configuraciones.....	9
3.1 Basculación asiento.....	9
3.2 Ajuste inclinación respaldo con unión por presión.....	9
3.3 Ajuste inclinación respaldo con ajuste central rápido.....	10
3.4 Ajuste altura asiento.....	11
3.5 Ajuste profundidad de asiento.....	11
3.6 Ajustes del respaldo (posicionamiento de la unidad de asiento).....	12
3.7 Empuñaduras.....	12
3.8 Barra de empuje.....	12
4. Manipulación de las ruedas.....	13
4.1 Ruedas traseras con freno de tambor.....	13
4.2 Eje Quick release.....	14
4.3 Grado activo / integrado.....	14
4.4 Ruedas delanteras.....	14
4.5 Protector de ropa extraíble.....	15
5. Accesorios.....	15
5.1 Pisapié.....	15
5.2 Antivuelco abatible.....	15
5.3 Freno de palanca.....	16
5.4 Reposapiés.....	16
6. Adaptadores.....	17
6.1 Adaptador de asiento, estándar.....	17
6.2 Adaptador de asiento, trapezoidal.....	17
6.3 Montaje asiento.....	18
7. Reparación y limpieza.....	19
7.1 Limpieza.....	19
7.2 Reparación.....	19
7.3 Despiece.....	19
7.4 Duración de uso y reutilización.....	19
7.5 Montaje / reparación de neumáticos.....	20
7.6 Medida ruedas / recomendación presión aire.....	20
8. Datos técnicos.....	21
9. Garantía.....	22
10. Identificación.....	23
10.1 EC declaración de conformidad.....	23
10.2 Número de serie/ fecha de fabricación.....	24
10.3 Versión de producto.....	24
10.4 Expedición del documento.....	24
10.5 Datos fabricante, distribuidor especializado para el suministro del producto.....	24

1. Preparación del chasis para su uso

1.1 Transporte

Al recibir el producto, compruebe que esté completo, que no haya fallos y compruebe si existen daños de transporte.

Inspeccione la mercancía en presencia del transportista

En caso de daños en el transporte, haga un inventario (de los daños) en presencia del transportista. Envíe una reclamación por escrito al distribuidor especializado responsable.

1.2 Medidas de seguridad

El uso correcto del chasis requiere la instrucción precisa y cuidadosa del cuidador. Lea las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha del inicial del producto.

1.3 Disposición de seguridad

Con el fin de preservar y proteger el medio ambiente y para evitar contaminación y mejorar el reciclaje de materias primas, tenga en cuenta las instrucciones de eliminación en los puntos 1.3.1 y 1.3.2.

1.3.1 Packaging

El embalaje del producto debe ser almacenado por si el producto necesita ser Transportado de nuevo, devoluciones del producto para reparaciones o en caso de una reclamación de garantía. Si es posible, utilice la caja original para que el producto se envase de manera óptima.

De lo contrario, separe los materiales de embalaje para el reciclaje de acuerdo con su clasificación. No deje los materiales de envasado sin vigilancia, ya que son una posible fuente de peligro.

1.3.2 Producto

Separe las materias primas utilizadas en el producto para el reciclaje de acuerdo con su clasificación (véase la información material en el punto 2.1).

1.4 Almacenaje e instrucciones de uso

Por favor, guarde estas instrucciones de uso y asegurese que estas instrucciones permanecen en el producto en caso de su reutilización.

2. Descripción del producto

2.1 Información de material

El chasis y los elementos individuales están hechos de aluminio, no corrosivo y con recubrimiento de polvo.

2.2 Manipulación y transporte

Freddy no está diseñado para ser llevado, ya que está equipado con ruedas traseras. En caso de tener que llevar el equipo debido a los obstáculos, asegúrese de que todas las piezas móviles están apretadas.

A continuación, dos personas deben posicionarse al lado del chasis en posición vertical, y llevarlo al lugar requerido. Para transportar Freddy en posición vertical, reducir todos los ajustes a su tamaño más compacto (plegar reposapiés, quitar las ruedas traseras, etc.)

2.3 Área de aplicación, uso según propósito de fabricación

Freddy está diseñado como estructura para montar sistemas de asientos. Se puede utilizar para niños y jóvenes. El peso incluido del asiento no debe sobrepasar los 120 kg y se puede adaptar cualquier tipo de asiento sin problemas. FREDDY es exclusivamente adecuado para el uso de una persona.

2.4 Uso del producto para fines no propuestos, guía de advertencias



PRECAUCIÓN!

- El uso correcto del chasis de asiento requiere una formación precisa y cuidadosa del cuidador.
- Practique el uso de FREDDY sobre una superficie plana. También debe mirar los impactos del cambio del centro de gravedad y la forma en que reacciona FREDDY. Compruebe la basculación sin un pasajero primero de todo.
- El producto no puede ser utilizado sin supervisión.
- Las escaleras sólo se deben subir o bajar con los cuidadores.
- La carga máxima (véase el punto 8) no puede excederse.
- La palanca de sujeción en las barras de empuje y la liberación rápida en la parte posterior siempre deben estar apretadas.
- FREDDY no se puede utilizar como una silla de ducha y no puede ser sometido al agua de mar y arena.

- Apriete siempre los tornillos de nuevo después de la sustitución de piezas.
- No se suba sobre los reposapiés para entrar y salir de asiento.
- Active los frenos para entrar y salir del asiento.
- No utilice FREDDY si tiene partes defectuosas, dañadas o que falten.
- Use solamente los accesorios y piezas de repuesto originales de Schuchmann, de lo contrario pone en peligro al niño.
- Utilice sólo el chasis si todos los componentes han sido correctamente montados y ajustados.
- Cuando se ajusta Freddy, hay un riesgo de atrapamiento o aplastamiento de extremidades.
- Los usuarios que tienen dificultades para leer deben tener a alguien que lea estas instrucciones de uso en voz alta para que comprendan cómo utilizar el dispositivo.

2.5 Equipamiento del modelo básico


- Ajuste de basculación mediante pistón de gas de 300N
- Unidad de respaldo ajustable en profundidad
- Respaldo y barras de empuje, regulables en ángulo y altura
- Asiento ajustable en altura y profundidad
- Placa base para adaptador asiento
- Ruedas traseras con “quick release” y freno de tambor

2.6 Lista de accesorios

- Barra de empuje
- reposabrazos
- Anclaje reposacabezas
- Protector de ropa
- Protector de radio
- Extensión soporte de rueda trasera de base
- Freno
- Antivuelco
- Dispositivo de basculación
- Reposapiés

2.7 Descripción del producto

La figura siguiente muestra los componentes más importantes y los términos con los que puede buscarlos en las instrucciones de uso.



2.7 Configuración general

Para utilizar FREDDY correctamente, tiene que ser configurado. Algunos puntos importantes:

- Con el asiento más basculado, las ruedas traseras se deben mover hacia atrás y hacia adelante con una ligera basculación.
- El eje de las ruedas traseras se deben colocar verticalmente bajo la articulación de la cadera para usuarios que conducen ellos mismos.

2.8 Instrucciones de utilización

Llevar a cabo los primeros intentos de conducción sobre una superficie plana y sin el usuario hasta que se haya acostumbrado a FREDDY. Debe tener un cuidado especial cuando se conduce en colinas y laderas o cuando tenga que superar obstáculos.



Use los antivuelcos al principio (opcional).

2.9 Subiendo escaleras

Las escaleras sólo las deben realizar con un mínimo de 2 acompañantes. Los ayudantes sólo deben sujetar el chasis por las partes fijas.

Al subir las escaleras, el ayudante de la parte posterior sujeta el chasis por las asas fijas y tira sobre los pasos y el ayudante en la parte inferior contiene los tubos del bastidor delantero y estabiliza la posición.



Al bajar, accionar los frenos por etapas. El ayudante superior proporciona contrapresión en las barras de empuje y mantiene el chasis en la posición correcta. El chasis se debe rodar hacia abajo paso a paso



Por favor, compruebe que los grupos en los tubos del respaldo están bloqueados en su lugar! Los bolsos y objetos deben ser retirados del respaldo para no obstaculizar la persona que lo acompaña.

3. Configuraciones

Las configuraciones y ajustes del producto o accesorios deben adaptarse por gente cualificada y entrenada. Por favor, asegúrese de que las extremidades del usuario no interfieren al ajuste que se va a realizar para evitar riesgos y lesiones.

3.1 Basculación del asiento

El asiento FREDDY se puede bascular mediante pistón de gas 30° hacia atrás y 5° hacia delante. Presione la palanca (A) y dirija las empuñaduras hacia arriba o abajo. Cuando hemos conseguido la basculación requerida, El pistón de gas se vuelve a bloquear al soltar la palanca.



Existe un mayor riesgo de vuelco con basculación! Por lo tanto, utilice siempre la barra antivuelco abatible.



3.2 Ajuste inclinación respaldo con unión por presión

El respaldo se puede ajustar con precisión el ángulo con respecto al chasis. El ajuste se realiza después de aflojar los dos manijas estrella a derecha e izquierda en el extremo inferior del bastidor trasero. Sujete siempre la parte de atrás con una mano en el ajuste. La parte posterior también puede ser completamente doblado hacia abajo sobre el bastidor del asiento para facilitar el transporte.



Hay un mayor riesgo de volcar al ajustar la parte de atrás más de 90° con respecto al bastidor del asiento!!


3.3 Ajuste inclinación respaldo con ajuste central rápido

El respaldo se puede ajustar con ajuste central rápido desde un ángulo de 90° a 120° del chasis.

Para las versiones con pistón de gas, el ajuste se realiza presionando la palanca en el resorte de presión de gas (A) y por la liberación de la palanca de bloqueo (B) para la versión mecánica.



Pistón de gas



Mecánica

El respaldo se puede abatir hacia adelante para el transporte. Presione el botón en el eje quick release en el extremo inferior de la regulación mecánica rápida centralizada y saque el eje. Cuando el respaldo está plegado, coloque el ajuste mecánico rápido en el adaptador y vuelva a colocar el eje de liberación rápida.



Compruebe que el eje esté apretado cada vez que se quita y se vuelve a poner!



3.4 Ajuste altura asiento


La altura del asiento se puede regular aflojando los tornillos (A) en los tubos horizontales. Se aplica una escala que muestra incrementos de 2 cm.



Max. ajuste de altura 10 cm!



La altura del pistón de gas o de los dos pistones de gas en las tallas 2 y 3 se deberán ajustar. Afloje los tornillos de conexión (B) alineados a la distancia correspondiente del orificio (de la misma manera que se han ajustado los tubos horizontales). Apriete los tornillos de conexión después del ajuste




Nota: Si el ajuste de altura es superior a 6 cm, las placas de soporte negro (4 unidades) deben convertirse!



Las configuraciones se deben hacer sin el usuario en el asiento.

3.5 Ajuste profundidad de asiento

La profundidad de la base de asiento se puede ajustar aflojando los 4 tornillos (C).






3.6 Ajustes de respaldo (posicionamiento de la unidad de asiento)

El respaldo se puede ajustar en profundidad de la base de asiento. Para hacer esto, saque los 4 tornillos (A) a derecha e izquierda del marco superior y deslice la unidad de respaldo hacia fuera o hacia adentro.

Vuelva a colocar los tornillos (A) y apriételos firmemente.

Asegúrese que la unidad de asiento está centrada (Fig. 1). Sólo de esta manera se puede utilizar el chasis de manera óptima. Si el centro de gravedad de la unidad de asiento / asiento se encuentra en las ruedas delanteras (Fig. 2), la capacidad de maniobra del chasis se verá afectada negativamente.



La unidad de asiento se debe colocar siempre en posición central en el chasis.


3.7 Empuñaduras

La altura de las empuñaduras se puede ajustar en altura individualmente. Debe aflojar las perillas (B) en los tubos posteriores. Apriete las perillas después del ajuste.



3.8 Barra de empuje

El diseño con barra de empuje es más cómodo. El ángulo se puede ajustar usando las articulaciones con quick reléase (C). El ajuste se puede hacer aflojando las perillas (D) en los tubos traseros. Las perillas deben apretarse después de los ajustes requeridos.



4. Manipulación de las ruedas

Las siguientes son las reglas generales:

Mayor presión de aire: baja resistencia a la rodadura / menos confort de suspensión

Menor presión del aire: resistencia a la rodadura superior / más confort de suspensión

Vea punto 7.5 para tallas y presiones de ruedas delanteras y traseras.

4.1 Rueda trasera con freno de tambor

El freno de tambor permite un frenado seguro, que es independiente de la presión de los neumáticos. Se activa con la palanca del freno de la derecha y la izquierda con cuatro opciones de compromiso.

El cierre de seguridad se relaciona con un "clic" audible tirando de la palanca. La activación se produce en la cuarta posición de clic.

Soltar el freno tirando de la palanca de nuevo y presionar la palanca de seguridad de color rojo, al mismo tiempo.

Para un frenado ligero en un lado es posible lograr un movimiento de dirección cuando se empuja.

Configuración del freno de tambor

Los frenos de tambor se ajustan girando los tornillos de ajuste (A) dentro o fuera. Están situados en el extremo inferior del cable de freno. Desenrosque el tornillo un poco de ajuste preciso hasta que se perciba un chirrido con el torneado de la parte trasera de la rueda. Las mordazas de freno se colocan ligeramente contra la carcasa del buje en este estado. A continuación, gire el tornillo de ajuste 1 vuelta atrás y sujetar en su lugar con la nuez. Compruebe el funcionamiento del freno de tambor y vuelva a ajustar el tornillo de ajuste si es necesario.



Deje este trabajo a su distribuidor en caso de cualquier incertidumbre.

El freno de tambor sólo puede utilizarse en el nivel con carga máxima como freno de estacionamiento, debido a razones de seguridad.

La palanca de freno debe utilizarse siempre en una pendiente e inclinación de hasta un máximo de 8%.

4.2 Eje Quick release

Los ejes de quick release en las ruedas de 16", 20" y 22" hacen el transporte considerablemente más fácil. Solamente debe presionar el botón (A) en el centro del eje de la rueda y la rueda se puede sacar y poner fácilmente.

Cuando vuelva a poner la rueda, debe oír un "click" audible.




Comprobar el ajuste del eje esté apretado cada vez que monte la parte trasera !

4.3 Grado activo (integrada)

Si las ruedas traseras están montadas hacia atrás, usted tiene una gran distancia entre ruedas y, por tanto, una buena estabilidad, o una posición de seguridad con respecto al peligro de vuelco. Sin embargo, se pierde maniobrabilidad.

Si las ruedas traseras están montadas más a la parte delantera, el Freddy es muy maniobrable debido a la distancia de la rueda más corta. Sin embargo, tenga en cuenta que hay un gran riesgo de vuelco en esta posición.


Esto se aplica particularmente si la superficie del asiento se ajusta de nuevo (la superficie de asiento se inclina). Por lo tanto, utilice siempre la barra antivuelco abatible por razones de seguridad.



4.4 Ruedas delanteras

Para garantizar un control de la dirección perfecta, el eje de dirección en las ruedas delanteras debe ser posicionadas en vertical.

Si no es el caso debido a cambios en las ruedas traseras o delanteras, las ruedas delanteras se pueden reajustar girando las dos tuercas excéntricas. Después de cada ajuste, vuelva a apretar todos los tornillos con conexiones y asegúrese de que ambas partes se ajustan de manera uniforme




Después de cada ajuste, apriete bien los tornillos aflojados!

4.5 Protector de ropa extraíble

El protector de ropa también se puede suministrar como versión extraíble para conseguir un tamaño más compacto en el transporte.

Esto se realiza aflojando los dos tornillos moleteados. Prestar atención a apretar los tornillos cuando se vuelve a montar el protector!



5. Accesorios

5.1 Pisapié

El acompañante puede inclinar el chasis más fácil con el pisapié y ayudarse a pasar por encima de un bordillo, por ejemplo.

El pisapié está montado en la parte trasera en el tubo inferior del chasis.




5.2 Antivuelco abatible

El antivuelco previene de que el chasis vuelque hacia atrás.

Nota: Cuando se conduce sobre los escalones o bordillos, la barra antivuelco debe ser girado en 180 ° en la parte delantera para evitar tocar el suelo.

Pulse brevemente la barra hacia abajo y girar 180 ° hacia el interior


La barra hace clic de forma automática en su lugar de nuevo con la primavera. Oscilando hacia atrás se lleva a cabo de la misma manera



5.3 Freno de palanca

La palanca de freno sirve como freno de estacionamiento. Asegúrese de que los frenos están en perfecto estado de funcionamiento y comprobar la presión de aire en las ruedas traseras antes de cada uso. El freno se aplica en el sentido de la marcha moviendo la palanca del freno. La distancia correcta entre los neumáticos y freno es importante para el correcto funcionamiento del freno. Debe ser de aprox. 2 cm con el freno suelto. Este tamaño puede variar un poco dependiendo de la llanta o el tipo de neumático utilizado.


Guía: Los neumáticos siempre deben ser presionados ligeramente por el freno aplicado. Es posible ajustar el freno aflojando los dos tornillos Allen en el bloque de fijación. Apriete firmemente los tornillos de nuevo.



5.4 Reposapiés

Existen diferentes variantes del reposapiés para FREDDY fijados al chasis.

Después de insertar el ángulo de la rodilla en el adaptador de estribo debajo de la placa base y el ajuste de la profundidad, el reposapiés se aprieta con los dos tornillos.



El ángulo de la rodilla se puede ajustar a la longitud de la pierna adaptado individualmente. Las plataformas de pie se pueden plegar y ajustar el ángulo dependiendo de la variante. Apriete uniones roscadas correspondientes después de todos los ajuste.

Además, hay dos versiones adicionales del reposapiés. La primera se puede ajustar en altura y anchura y se pueden girar. La segunda tiene un ajuste adicional de ángulo de la rodilla y está equipado con placas de pantorrilla. El punto de giro del ajuste angular se ha adaptado a la articulación de la rodilla fisiológica.




6. Adaptadores

FREDDY está preparado para adjuntar una unidad de asiento. El adaptador está preparado para llevar a cabo dicha conexión.

6.1 Adaptador de asiento estándar

1. Insertar el adaptador en el tubo posterior del soporte de asiento.
2. Plegar el adaptador hacia abajo al tubo delantero.
3. Aquí el cierre patentado se activa automáticamente.

Ahora apriete la cabeza moleteada sobre el cierre patentado



Al retirar la base del asiento, desenroscar la cabeza moleteada primero y cuando se tira de él hacia abajo se libera la conexión entre el adaptador y la placa base. La bandeja ahora se puede sacar.

6.2 Adaptador de asiento trapezoidal

Coloque la base de asiento con la placa base montada en la placa del adaptador trapezoidal y empuje hacia atrás. El cierre patentado hace clic de forma automática en su lugar. Ahora apriete la cabeza moleteada.

Para retirar la base del asiento, desenroscar el tornillo estriado y tire hacia abajo, la conexión entre el adaptador se libera.




Apriete la cabeza con estrías después del montaje de la base del asiento!

6.3 Montaje de asiento

Transferir el patrón de agujeros del Adaptador trapezoidal del asiento con cuatro tornillos avellanados M6 (clase de resistencia 8.8) sobre el adaptador trapezoidal.

Por favor, use tuercas autoblocantes M6 (min. Clase de resistencia 8) para sujetar. Apriete los tornillos (por ejemplo con Loctite) que no se suelten debido a las vibraciones e impactos!



Durante el montaje del asiento asegurarse de que el cuerpo de asiento (de ida y placa de asiento) está hecho de un mínimo de chapa de aluminio de 3 mm. También asegúrese de que no hay bordes afilados que permanecen en la base.

7. Reparación y limpieza

7.1 Limpieza

Por favor, limpie todos los elementos del chasis regularmente con una esponja o paño húmedo; asegurándose de que las gotitas de agua se eliminan. Por favor, limpie con un detergente suave para la suciedad más severa. Es importante secar bien el chasis de asiento después de la limpieza. Tenga en cuenta también nuestro consejo general de limpieza y la higiene.

7.2 Reparaciones

Por favor, llevar a cabo una inspección visual diaria y comprobar el chasis de forma regular en busca de grietas, roturas, piezas faltantes o mal funcionamiento. En caso de un defecto o mal funcionamiento, por favor, póngase en contacto con el distribuidor especialista que le suministró el producto (véase el punto 10.5).

7.3 Despieces

Si desea pedir piezas de repuesto, póngase en contacto con el distribuidor especialista que le suministró el producto, indicando el número de serie del chasis (véase el punto 10.5).

7.4 Duración de uso y reutilización

La duración prevista del uso de nuestro producto, depende de la intensidad de uso y la cantidad de reutilizaciones, asciende a un máximo de 8 años, si el uso se lleva a cabo de acuerdo con la información contenida en estas instrucciones de uso. Puede ser posible utilizar el producto más allá de este período de tiempo si está en una condición segura. La duración prevista del uso no se refiere a las piezas de desgaste, como por ejemplo, ruedas,... El mantenimiento y la evaluación de la condición, y en su caso las posibilidades de reutilización, deberá ser determinada por distribuidor especialista.

El chasis es adecuado para su reutilización. Antes de transmitir, por favor siga las instrucciones de limpieza en el punto 7.1. documentos que se acompañan como estas instrucciones de uso son parte del producto y deben ser transmitidos al nuevo usuario.

7.5 Montaje/ reparación de neumáticos

El montaje o reparación de los neumáticos se realiza de la misma forma que para los neumáticos normales de bicicleta. Antes de insertar la nueva cámara de aire, asegúrese de que las llantas y la pared interna de los neumáticos están libres de partículas extrañas. Compruebe la presión de los neumáticos después del montaje o reparación. La presión de los neumáticos de acuerdo con las regulaciones y neumáticos en perfectas condiciones son requisitos importantes para la seguridad y la forma en que se conduce el chasis.


La presión correcta de los neumáticos está indicada en la carcasa del neumático respectivo o en el punto 7.6

7.6 Medida ruedas / recomendación presión aire

ruedas delantera neumáticas	6 x 1.1/4"	2.5 bar	2.5
ruedas traseras neumáticas	16 x 1.75"	4 bar	
	20 x 1.3/8"	4 bar	
	22 x 1.3/8"	4 bar	

8. Datos técnicos

Dimensiones – modelo básico



		Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3	
A*	Min. altura asiento*	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	
B	Profundidad asiento corta	23 - 33 cm	27 - 37 cm	-	-	
B	Profundidad asiento estándar	28 - 38 cm	32 - 42 cm	40 - 50 cm	40 - 50 cm	
	Basculación	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	
C	Ancho entre ruedas (con protector de ropa) = max. anchura exterior de la base.	39 cm	44 cm	49 cm	54 cm	
D	Ancho chasis	Interior	28 cm	33 cm	38 cm	43 cm
		Exterior	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
E	Ancho chasis asiento	25 cm	30 cm	35 cm	35 cm	
F**	Largototal	63 - 79 cm	63 - 79 cm	66 - 82 cm	71 - 87 cm	
G	Anchototal	58 cm	63 cm	68 cm	73 cm	
	Carga máxima	90 kg	90 kg	120 kg	120 kg	
	Peso	Desde 14 kg	Desde 14 kg	Desde 14 kg	Desde 14 kg	

* asiento regulable en altura por 10 cm, dependiendo del tamaño de la rueda

** En dependencia de la talla de la rueda

9. Garantía

El periodo de garantía legal de dos años será de aplicación para todos los productos. Este período de garantía comenzará con la entrega o entrega del producto. En caso de un material de fabricación o fallo verificable dentro de este período de tiempo se valorará la reparación o si se repuesto en un nuevo producto.

10. Identificación

10.1 CE declaración de conformidad

Schuchmann GmbH & Co.KG

Dütestr. 3
D-49205 Hasbergen
Tel.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
Fax: +49 (0) 54 05 / 909 - 109



declara, bajo su propia responsabilidad que el producto se menciona a continuación se clasifica como clase de producto 1

"FREDDY" - CHASIS

Art. No.: 25 00 000 (talla 0)	25 02 000 (talla 2)
25 01 000 (talla 1)	25 03 000 (talla 3)

Las regulaciones pertinentes de los reglamentos y directrices que figuran a continuación de acuerdo con:

- EC Directriz 93/42/EEC de productos médicos del 14 de junio de 1993
- DIN EN 12182 Ayudas técnicas para discapacitados
- EN ISO 14971 Productos médicos - Aplicación de la gestión del riesgo en productos médicos
- DIN EN 12183 Sillas de ruedas eléctricas a través de la fuerza muscular - Requisitos y procedimientos de prueba
- ISO 7176-1 Sillas de ruedas - Determinación de la resistencia estática
- ISO 7176-3 Sillas de ruedas - Determinación de la eficacia de los frenos
- ISO 7176-5 Sillas de ruedas - Determinación de las mediciones básicas, dimensiones, espacio convirtiéndose
- ISO 7176-7 Sillas de ruedas - Procedimiento de medición de las dimensiones del asiento y las ruedas
- ISO 7176-8 Sillas de ruedas - Requisitos y ensayos de resistencia estática, impacto y resistencia a la fatiga
- ISO 7176-19 Sillas de ruedas - Requisitos para su uso como asientos en vehículos de motor

Esta declaración de conformidad se aplica sólo para los productos con los números de artículo indicados arriba y es válido hasta 01.10.2018.

Fecha 27.08.2014

Firma




Nombre

Torsten Schuchmann

10.2 Número de serie / fecha de fabricación

El número de serie, la fecha de fabricación y otra información se puede encontrar en la placa de características, que se encuentra en todos nuestros productos (A)



10.3 Versión de producto

FREDDY está disponible en tres tamaños y puede ser suplementada a través de una diversa gama de accesorios (véase el punto 5).

10.4 Expedición del documento

Instrucciones de uso FREDDY - Change status G; Issue 07.2016

10.5 Datos fabricante, distribuidor especializado del producto

Este producto fue fabricado por:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Düstestraße 3 · 49205 Hasbergen

Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109

info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Este producto ha sido entregado por el siguiente distribuidor especializado: