

Andador Pacer

K509 & K501 Manual de usuario

K509 Pacer Mini



K501 Pacer pequeño



Contenido

Información importante	3
Mensajes de seguridad	3-4
Recomendaciones y medidas	5
Compruebe su pedido	6
Componentes básicos	
Chasis	6
Ruedas	7
Accesorios	
Abrazaderas	8
Apoyo manos cerrado	8-9
Reposabrazos	10-12
Soporte de tronco	13
Posicionador de cadera	14-15
Acolchado posicionador de cadera	16
Soporte pélvico	17-18
Soporte de muslos	19
Soporte de tobillos	20
Bandeja	21
Barra de empuje	22
Funcionamiento	23-25
Mantenimiento, limpieza y garantía	26
Materiales y modificaciones de usuarios	27

Clave para usuarios

Use esta clave para determinar que secciones de este manual son interesantes para usted.

 **Técnicos** Para profesionales que hacen el pedido y la configuración.

 **Cuidadores** Para personas que están al cuidado de los productos Rifton.

 **Personal de mantenimiento** Para cualquier responsable de mantenimiento y reparación.

IMPORTANTE

Por favor guarde este manual del usuario para futuras referencias. Puede solicitar copias a su distribuidor habitual o en www.rifton.com

advertencia



- Mini de Pacer NO es un andador para usar un niño con un desarrollo normal.
- Lea a fondo y entienda la información de este manual antes de utilizar este producto. Si no se siguen los procedimientos e instrucciones de este manual, podrían producirse lesiones graves o la muerte.
- Un profesional cualificado debe evaluar la conveniencia y la seguridad de todo el equipo para cada usuario.
- Este producto está diseñado para ser utilizado para usuarios con poco juicio. Se requiere supervisión de un adulto en todo momento.



- Para prevenir caídas i lesiones:
 - No utilice este producto en terreno rugoso y desigual, alrededor de piscinas, o cerca de las escaleras.
 - Asegurar el uso apropiado de cinchas y apoyos en todo momento. Las cinchas y apoyos están para la seguridad del usuario y deben ajustarse cuidadosamente para la comodidad y la seguridad.
 - Apriete todos los mandos de ajuste antes de su utilización e inmediatamente después de realizar ajustes.
 - Posicione los accesorios para que se centre el peso del cliente entre las ruedas.
- No utilice este producto en clientes fuera de los límites de peso y altura especificados en este manual.
- Para prevenir fallos estructurales que puedan resultar lesiones graves o la muerte.
 - Inspeccione este producto y los accesorios regularmente por si hay tornillos flojos o faltantes, fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, archivos adjuntos que falten, inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
 - Retire inmediatamente este producto de uso cuando se desarrolla cualquier condición que podría hacer la operación insegura.
 - No utilice componentes Rifton o productos para cualquier propósito que no sea el uso previsto.
- Supervisión del uso adecuado de Pacer para prevenir:
 - Excesivo movimiento y rapidez.
 - Paradas bruscas de golpear un bordillo, grietas, o escombros
- Use los accesorios adecuados para asegurar que los pies del usuario se mantienen dentro de los límites del marco Pacer.
- Tenga cuidado vigile especialmente cuando se utiliza el Pacer en condiciones que puedan afectar a la estabilidad, incluyendo:
 - Terreno irregular
 - Rampas, pendientes o colinas
 - Los clientes que experimentan movimientos involuntarios o convulsiones fuertes

Recomendaciones de uso

El andador Pacer es un dispositivo médico de clase 1. Está diseñado para ayudar a un niño con discapacidad a aprender a caminar. Para un niño que carece de un uso activo de los músculos del tronco y de las piernas, el Pacer ofrece apoyo necesario durante el entrenamiento de la marcha y requiere de soporte de peso poco o nada.

Se recomienda el mini-Pacer para usuarios con la altura del codo de 39-52 cm. La carga máxima de trabajo para el mini Pacer es de 23 kgs.

Se recomienda Pacer pequeño para usuarios con la altura del codo de 47-70 cm. La carga máxima de trabajo para la talla pequeña de Pacer es de 34 kgs.

Dimensiones

Dimensiones usuario - cm	K509 mini	K501 small
Altura de codo	39-52	47-70



Medidas clave usuario: altura codo

Mida la distancia vertical de codo a suelo con el usuario de pie.
Elija el andador permitiendo el crecimiento.

Medidas - cm	Mini	Small
Altura brazo codo	39-52	47-70
Ancho total	52	57
Longitud total	57	69
Altura pecho (borde superior)	44-57	56-78
Altura Chasis	32	39-50
Peso kg	3	5
Carga máxima kg	23	34
Circunferencia pecho cm	36-71	36-71

Compruebe su pedido

El chasis Pacer y los accesorios que haya especificado en el pedido se envían juntos en un solo paquete (a excepción de la barra guía). Utilice los diagramas en este manual para asegurarse de que su pedido ha sido completado.

Si su envío es incompleto o dañado, por favor llame a su distribuidor.

Componentes básicos

⚠ advertencia Asegúrese de que los dos lados del

chasis Pacer están al mismo nivel i están ajustados a la misma altura.

Ajustes de Chasis

Ajuste altura chasis pequeño:

(Vea Figura 6a y 6b)

1. Tire los pestillos arriba sujetado la barra superior.
2. Deslice la barra superior a la posición deseada.
3. Suelte los pestillos.
4. Empuje o tire la barra hasta que participe con seguridad y firmeza en su posición.

Ajuste altura chasis mini:

(Vea Figure 6c)

Los ajustes de altura están para subir y bajar los controles. El chasis es fijo y no se ajusta



Figura 6b



Figura 6c

Ruedas

Ajustes

Bloqueo de dirección (A) evita que la rueda gire. Para activar el bloqueo de giro:

1. Enderezar la rueda y presione la palanca (A) en la muesca.
2. Bloqueando las cuatro ruedas el usuario se desplaza en línea recta.
3. El bloqueo sólo las dos ruedas traseras se evitar que el usuario vaya virando hacia los lados mientras camina.

Freno de rueda (B) priva la rotación de la rueda por completo. Para aplicar el freno de las ruedas:

1. Pulse la parte inferior del pedal del freno hasta el fondo.
2. Freno de lanzamiento presionando la parte superior del pedal.

Arrastre de rueda (C) proporciona una resistencia para los usuarios más fuertes que pueden moverse demasiado rápido o demasiado pronto. Para configurar arrastre el pestillo:

- Línea 1. Gire (C) hacia el conejo (rápido) o la tortuga (lento) para la resistencia deseada.
2. Para desactivar el pestillo de arrastre, gire de nuevo al conejo.

Bloqueo antirretroceso (D) permite al andador ir en una sola dirección, útil para los usuarios que pueden involuntariamente rodar hacia atrás al caminar. Para activar el bloqueo de dirección:

1. Empuje la palanca (D) hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
2. Cuando se activa el bloqueo, el andador hará un clic mientras se mueve hacia adelante y estará bloqueado cuando se empuje hacia atrás.



Accesorios

Abrazaderas

Enganchar

La mayoría de los accesorios se fijan al chasis por medio de abrazaderas. Las figuras 8a y 8b muestran cómo colocar una abrazadera a la barra superior de la Pacer.

1. Afloje la perilla y el swing hacia abajo.
2. Banda hasta Swing.
3. Coloque la abrazadera alrededor de la barra ovalada.
4. oscile la perilla hacia arriba.
5. Apriete a fondo.

La colocación de los accesorios en el chasis variará de acuerdo con la posición y las capacidades del usuario y el número de accesorios usados.

Apoyo manos cerrado

Enganchar

Se recomienda que el apoyo de manos cerrado se una hacia adelante de los principales montantes de chasis (véase la Figura 8c). Esto crea un posicionamiento estable y deja mucho espacio para otros accesorios.

El apoyo de mano cerrado se puede conectar en el exterior de la barra superior (ver Figura 9c). Para los usuarios más delgados, las abrazaderas para cualquier accesorio se puede instalar en el interior de la barra superior (ver Figura 9b). De esta manera las indicaciones se situará más cerca del usuario.



Figura 8a



Figura 8b

Ajustes

Afloje la perilla (A) para:

- Saque completamente apoyo de mano cerrado y la abrazadera.
- O deslice el apoyo de mano cerrado hacia o desde el usuario a lo largo de la barra superior.

Para ajustar la altura:

- Presione el botón (B) y deslice hacia arriba o abajo a la posición deseada.
- Libere el botón (B) y apriete el apoyo de mano para que quede fijo..

Para bascular el apoyo de mano:

Afloje la perilla (C) y bascule el apoyo de mano a la posición deseada. Apriete la perilla para asegurarla.

Para cambiar la posición del apoyo de mano:

- Saque completamente el apoyo de mano cerrado (ver Figuras 8a y 8b). Colóquelo dentro o fuera de la barra superior (ver Figuras 9b y 9c).
- Presione el botón (B) y saque por completo el poste, ahora gírelo a la posición deseada, insértele de nuevo en la abrazadera y deslícelo a la altura deseada.



Figura 9a



Figura 9b Montada dentro de la barra superior



Figure 9c Montada fuera de la barra superior

Reposabrazos

advertencia

Para evitar que se vuelque y lesiones,

no coloque los reposabrazos en la parte frontal de la barra superior (vea figura 10a)

Se recomienda adjuntar los reposabrazos en los laterales de la barra superior (véanse las figuras 10b y 10c). Esto crea un posicionamiento estable y deja mucho espacio para otros accesorios.

Los reposabrazos se pueden fijarse en el exterior de la barra superior (ver Figura 10b). Para los usuarios más delgados, los reposabrazos también se puede fijar en el interior de la barra superior (ver Figura 10c). De esta manera el reposabrazos se puede colocar más cerca del usuario.




Figura 10a



Figura 10b Enganche fuera de la barra superior



Figura 10c Enganchado dentro de la barra superior

Ajustes

Afloje la perilla (A) para:

- Deslice la almohadilla del brazo a la distancia del usuario deseada.
- Rote arriba o abajo.
- Rota dentro o fuera.
- Mueva la almohadilla hacia adelante o hacia atrás

Para ajustar la altura del reposabrazos:

1. Presione el botón (B) y deslice el poste a la posición deseada
2. Suelte el botón i empuje hasta fijar.

Para ajustar el apoyamanos:

1. Afloje la perilla (C).
2. Deslice el apoyamano hacia delante o hacia atrás para cambiar la distancia.
3. Rote el apoyamanos de lado a lado.

La **cincha (D)** y **cincha de muñeca (E)** aseguran el brazo en el reposabrazos.

El uso de la correa de muñeca impide brazo del usuario inadvertidamente que sale de la línea de brazo.

Para volver a colocar todo el reposabrazos:

1. Afloje la perilla (F).
2. Deslice el reposabrazos a la posición deseada del chasis.
3. O retire completamente el reposabrazos con el botón (B) presionando y sacando el puesto.



Figura 11a



Figura 11b

El poste de reposabrazos puede ser retirado y colocado de nuevo para ajustar la anchura entre indicaciones del brazo (véase la figura 12a).

Las abrazaderas del reposabrazos pueden ser retirados y colocados de nuevo para ajustar aún más la anchura entre brazos.

Paso 1 y 2 muestra la abrazadera en el interior de la barra superior.

El paso 3 muestra la abrazadera en el exterior de la barra superior, lo que aumenta la anchura entre brazos.

Para obtener instrucciones sobre cómo quitar y volver a colocar las abrazaderas, consulte la página 8. Tómese el tiempo para familiarizarse con los ajustes en cada pregunta brazo (véase la Figura 12b).



Figura 12a

Los reposabrazos pueden: (vea Figura 12b):

1. Girar alrededor de la sección horizontal del poste.
2. rotar 360 ° alrededor del poste vertical.
3. Deslizar y salir en la sección horizontal del poste.
4. La abrazadera se puede desplazar a lo largo de la barra superior.
5. Tiene cuatro posiciones 90 ° cada uno.



Figura 12b

Soporte de tronco

Enganchar

Advertencia Para prevenir vuelcos y lesiones, Coloque el soporte de pecho donde el cliente tenga el centro de gravedad entre las ruedas.

Para evitar caídas y lesiones, apriete todos los ajustes y perillas antes de usar.

Enganche el soporte de tronco directamente en la barra superior (Figura 13a). La parte frontal del soporte de tronco tiene una hebilla de contención para mantener las almohadillas juntas. La parte posterior está abierta.

Ajustes

Ancho de soporte de pecho:

- Coloque los enganches dentro o fuera de la barra superior (vea Figuras 9b y 9c).
- Afloje la perilla (C) para deslizar de lado el soporte de tronco.
- Apriete las perillas.

Para rotar soporte de pecho:

- Afloje las perillas (C) completamente.
- Rote el soporte a la posición deseada.
- Apriete las perillas.

Ajustar la altura del soporte de pecho:

- Apriete el botón (B) y deslice el poste a la altura deseada.
- Libere el botón (B) y apriete el poste para fijar.

Reposicionar el soporte en el chasis:

- Afloje perillas (A).
- Deslice el soporte de pecho hacia adelante o hacia atrás y apriete perillas (A).
- O saque completamente el soporte de pecho de Pacer.



Figura 13a

Cuatro cinchas (D) pueden ser ajustadas independientemente para apretar o aflojar el soporte de pecho o ajustar la inclinación hacia delante del usuario (ver Figuras 23b, 24a). El soporte de pecho se abre por delante y por detrás. De esta manera el usuario se puede colocar en el Pacer en posición anterior o posterior (ver pp. 23, 24 y 25).

Posicionador de cadera

advertencia

Para prevenir volcar y lesiones, no enganche el posicionador de cadera en el extremo posterior de la barra superior (vea figura 14a).

El posicionador de la cadera está diseñado para alentar la inclinación hacia adelante. Enganche este accesorio con sus dos abrazaderas y asideros cerca de la parte posterior de la barra superior y cinchas con hebillas (A) delante de los montantes del bastidor (véase la Figura 14b)

Para fijar el posicionador de cadera a la parte delantera:

- Use las hebillas (A), uniéndolos en la ubicación deseada en frente de los montantes principales (véase la Figura 14b).

Para adjuntar el posicionador de cadera la parte posterior:

- Coloque los anillos (D) a asideros (véase la Figura 14b).



Figura 14a



Figura 14b

Ajustes

Posición de apoyamanos en el chasis:

- Afloje perillas (A).
- Deslice los apoyamanos y enganches a la posición deseada en el chasis.

Altura trasera del posicionador de cadera:

- Apriete el botón (B) y eleve los apoyamanos a la altura deseada.
- Libere el botón (B) y apriete hacia abajo los apoyamanos hasta fijarlos.

Para regular i ajustar el posicionador de cadera use las cinchas (C) detrás y (D) delante (vea Figuras 15a y 15b).

Los usuarios están normalmente más confortables con la parte trasera más baja que la delantera (vea Figuras 15a y 15b). Para lograr esto, acorte las cinchas delanteras (D) y engánchelas lo más alto posible.



Figure 15a



Figure 15b

Acolchado posicionador de cadera

Montaje

1. Empuje las cinchas traseras del posicionador de la cadera a través de las cinchas cruzadas sobre y tire de la almohadilla en su lugar (ver Figura 16c).

2. las solapas frontales y laterales de la almohadilla se colocan alrededor del posicionador de la cadera. Asegúrese de que los cierres de ambos están bien sujetos.

3. Coloque el posicionador de cadera en Pacer.

- La parte frontal del posicionador de cadera levanta 10 cm por encima de la parte posterior.
- Trate de mantener el posicionador de cadera en este ángulo cuando está en uso por lo que la almohadilla del asiento gris sigue siendo la que asume la mayor parte del peso.



Figura 16a



Figura 16b



Figure 16c

Soporte pélvico

advertencia

Para prevenir volcar y lesiones, no enganche los soportes pélvicos al final de la parte posterior de la barra superior.

El soporte pélvico proporciona soporte y ayuda del peso. Es una opción alternativa al posicionador de cadera. Adjunte este accesorio con sus dos abrazaderas y asideros cerca de la parte posterior de la barra superior y cinchas con hebillas (C) delante de los montantes del bastidor (véase la Figura 17b).

Colocar la parte delantera

- Use las hebillas (C) para fijar el soporte de la pelvis en la ubicación óptima indicada para el posicionamiento. Las ubicaciones para la fijación de la correa pueden incluir cualquier posición segura a lo largo de la barra superior del bastidor por delante de los principales montantes, en la base de las abrazaderas / accesorios en uso, o en la barra transversal pronta pecho.

Colocar la parte posterior

- Coloque los anillos a los enganches (D) (Vea Figure 17b).



Figura 17a



Figura 17b

Ajustes

Ajustar altura trasera:

- Presione el botón (B) y deslice a la altura deseada.
- Libere el botón (B) y empuje hacia abajo para fijarlos.

Ajustar la posición de los apoyamanos:

- Afloje perilla (A).
- Deslice los apoyamanos y enganche hacia Adelante o hacia atrás del chasis.

Para subir y bajar soporte pélvico:

- Par el ajuste use las cinchas (C) y (D) en la parte trasera o delantera del soporte pélvico (ver Figura 18b).



Figura 18a



Figura 18b

Soporte de muslos

Enganchar

Los soportes de muslos funcionan mejor si están detrás de la línea de pecho en la parte barra superior (véase la Figura 19a). Las abrazaderas de los soportes de muslo son ligeramente diferentes de las enganches de otros accesorios, pero se adhieren a la barra superior de la misma manera.

Ajustes

1. Para girar la almohadilla muslo hacia o desde el usuario:

- Afloje la perilla (D).
- Ajuste las almohadillas (B) y apriete.
- Para mover las almohadillas de los muslos hacia arriba o hacia abajo, o para girar la plataforma de muslo a una posición cómoda frente a la pierna del usuario:
- Afloje perilla (C).
- Ajuste las almohadillas y apriete.
- Para volver a colocar el muslo indicaciones sobre bastidor:
- Afloje perilla (A).
- Deslice el enganche en la barra superior.
- O sáquelo completamente del chasis (vea página 8).



Figura 19a



Figura 19b

Para fijar y ajustar la correa alrededor del muslo del usuario, utilice la hebilla de ajuste (E).

Soportes de tobillo

Enganchar

- Introduzca los pestillos de los soportes de tobillo en las ranuras en la parte inferior de los tubos del cuadro (Figura 20b). El diente blanco debe encajar de forma segura en el tubo.
- Para sacarlo pulse el botón blanco en el pestillo y liberar el diente de la ranura.

Ajustes (vea Figura 20b)

1. Para asegurar, aflojar o apretar la cincha alrededor del tobillo del usuario, utilice la hebilla de ajuste (A).
2. La cincha (B) se puede ajustar para ayudar a guiar la zancada del usuario.
3. Para limitar o aumentar el paso del usuario, apriete y deslice el tope (C) a lo largo de las barras.



Figura 20a



Figura 20b

Bandeja

Advertencia Parar prevenir volcar y evitar lesiones:

- No utilice la bandeja como una restricción o soporte del cuerpo.
- Supervisar directamente el uso del cliente de la bandeja.
- No coloque más de 5 kg en la bandeja.

Enganche

1. Para obtener la máxima estabilidad adjuntar la bandeja en el centro en la parte frontal de la barra superior (véase la Figura 21a).

2. El peso máximo que se puede colocar en la bandeja es de 5 kg.

Ajustes (vea Figuras 21a y 21b)

Para ajustar el Ángulo de la bandeja:

- Aflojar perilla (C).
- Cambie el ángulo de la bandeja.
- Rote la bandeja lado a lado.

Para ajustar la altura de la bandeja:

- Presione el botón (B).
- Deslice el poste a la altura deseada.
- Libere el botón (B) y apriete la bandeja para fijar.

Parar reposicionar la bandeja en el chasis:

- Afloje perilla (A).
- Deslice el enganche con la bandeja en la barra superior.
- O quite completamente la mesa del chasis (vea pag. 8).

Para quitar el inserto (D):

- Empujar con los dedos hacia arriba a través de agujeros en la bandeja (G).
- Vuelva a instalar el inserto (D) mediante la colocación de pestañas (D) en las ranuras (F) y presionando hacia abajo en el borde delantero de inserción hasta que encaje en su lugar.



Figura 21a




Figura 21b

Barra de empuje

Advertencia

Para prevenir lesiones, un adulto debe supervisar todo el tiempo. Sacar siempre la barra de empuje cuando no se use.

Enganche

1. Para obtener la máxima estabilidad adjuntar la barra guía centrada en el frente de la barra superior (véase la Figura 22a).
2. La barra de empuje se fija apretando la perilla (A).

Ajustes

1. Gire la barra de empuje hasta que esté detrás del usuario para empujar o delante para tirar por el cuidador.
2. Apriete el botón (A) para cambiar a la altura deseada del mango de la barra de ajuste.



Figura 22a



Figura 22b

Funcionamiento

Una vez que los accesorios están fijados y ajustados aproximadamente, el usuario se puede colocar en el Pacer ya sea en una posición posterior o anterior.

Posición anterior

advertencia

Para evitar que se vuelque y lesiones, la posición se buscará para que el centro de gravedad del usuario esté centrado entre las ruedas.

Utilice los accesorios adecuados para asegurar que los pies del usuario se mantienen dentro de los límites del chasis.

Hacia delante

1. Frene las ruedas para inmovilizar Pacer.
2. Reajustar los soportes de:
 - Soportes de tronco
 - reposabrazos
 - posicionadores de cadera y pélvicos
 - altura de chasis (barra superior del chasis).
3. Afloje:
 - Los anillos del posicionador cadera o pélvico de la parte trasera de Pacer
 - Las hebillas en la parte posterior de la línea de pecho
 - Las cinchas de indicaciones de brazo, muslo instrucciones e indicaciones de tobillo
4. Coloque el usuario en Pacer

Fijar las hebillas posteriores de la línea de pecho.
5. Tire del posicionador de cadera o el apoyo de la pelvis a través de las piernas y:
 - Conecte los anillos a los asideros.
 - O sujete las hebillas si prefiere.



Figura 23a



Figura 23b enseña un posicionamiento normal. Fíjese que el soporte de tronco no está basculado y el ángulo ligeramente inclinado del usuario se consigue con el posicionador de cadera.

6. Fije los antebrazos de los reposabrazos con las cinchas o coloque las manos sobre los bucles de mano.

7. Ajuste las cinchas de:

- Muslo alrededor de las piernas del usuario.
- Tobillo alrededor del tobillo del usuario.

8. Suelte los frenos de las ruedas.



Apoyo delantero

La figura 24a muestra cómo se logra un ángulo inclinado hacia delante más extremo. Tenga en cuenta la inclinación del soporte de pecho y la ubicación del posicionador de cadera detrás de los hombros. Las cinchas del posicionador de cadera delanteros están asociadas a los puestos del soporte de pecho. (Se recomienda que la parte delantera del posicionador de cadera se ajuste ligeramente más alto que la parte posterior para un máximo confort.) Las abrazaderas apoyo de manos están unidos a la parte delantera de la barra superior.

1. Para ajustar el ángulo de inclinación del usuario:

- Utilice el ajuste de la inclinación del soporte de pecho (ver Figuras 23b y 24a).
- Mantenga la parte superior de la línea de pecho lejos de las axilas para evitar la presión y el malestar.

2. Ajuste del posicionador de cadera o soporte pélvico:

- Ajuste la altura de los puestos de asidero.
- Utilice cinchas para ajustar el posicionador de cadera o ángulo de soporte pélvico y posicionar la pelvis del usuario en el ángulo deseado orientadas hacia el que se inclina en relación con el símbolo del pecho (véanse las figuras 23b y 24a).

3. Ajuste reposabrazos:

- Para ajustar la anchura, la altura y el ángulo de las indicaciones de los brazos (ver páginas 10-12).
- Para ajustar los bucles de mano (ver páginas 8 y 9).

4. Ajuste soportes del muslo:

- Ajuste la altura, el ángulo y longitud de la correa para guiar el paso del usuario (ver Figura 19b).
- El símbolo del muslo es importante para el posicionamiento de los muslos del usuario más juntos o más separados. También evita que el cuerpo del usuario se tuerza en el marcapasos.

5. Ajuste soportes de tobillo:

- Ajuste las cinchas y guías al paso del usuario (ver Figura 20b).

6. Ajuste la posición y ángulo de la bandeja y el ángulo (véase figura 21^a)

Posición posterior

Los usuarios pueden posicionarse en Pacer como andador posterior y permite a los usuarios avanzar libremente sin obstrucciones debajo o en frente de ellos.

Usuarios en posición posterior

Generalmente requieren menos soporte y menos accesorios (vea Figura 25a).

- El reposabrazos o el apoyo de manos cerrado deberán adjuntarse cerca de los principales puntales del chasis (véase la Figura 25a). Vea las advertencias en las páginas 3 y 4 para obtener información de seguridad importante.
- El soporte de pecho (si se utiliza) se abre por delante y por detrás para las transferencias fáciles durante la colocación posterior.
- **Accione los frenos** para inmovilizar Pacer.
- **Para retirar los accesorios** Afloje las abrazaderas alrededor de la barra superior (ver Figuras 8a y 8b).
- Gire los accesorios y diríjalos para un posicionamiento posterior y vuelva a conectar a la barra superior (véase la Figura 25a).
- Restablezca el bloqueo de dirección en sentido contrario si es necesario (ver Figura 7a).
- Si tiene que colocar otro accesorio siga instrucciones de posicionamiento anterior a la inversa (ver páginas 23 y 24).
- Libere los frenos de las ruedas

Para más detalles sobre los accesorios, póngase en contacto con su distribuidor.




Figura 25a

Mantenimiento

Este producto ha sido diseñado y probado para una vida útil de 5 años cuando se utiliza y mantiene de acuerdo con este manual. En todo momento, los usuarios deben asegurarse de que el producto permanece en una condición segura y utilizable, incluyendo el mantenimiento y las inspecciones que se especifican en este manual.

Para evitar fallas estructurales que pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Inspeccione este producto y accesorios regularmente que no tenga tornillos flojos o faltantes, fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, que faltan piezas, inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
- Retire inmediatamente este producto de su uso cuando se desarrolla cualquier condición que podría hacer la operación insegura.
- No utilice componentes Rifton o productos para cualquier propósito que no sea el uso previsto.
- Reemplazar o reparar los componentes o productos que se dañen o parezcan inestables.
- Utilice sólo repuestos Rifton. La información sobre pedido de piezas de recambio se proporciona en la parte posterior de este manual.

Limpieza

Según sea necesario, limpiar con toallitas desinfectantes o una solución de hasta 10% de lejía. No utilice una cantidad excesiva de agua.

Las cinchas con cierres de velcro se pueden lavar. Cerrar los cierres antes del lavar. No planchar.

Lávese las ruedas con agua después de su uso en exteriores. Evitar el barro y la arena.

Garantía

Si un producto Rifton se rompe o falla en el servicio durante el primer año, lo reemplazaremos sin cargo.

Materiales

- Los productos de hardware de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc) son de zinc o niquelado o acero inoxidable.
- Los productos de tapicería (pastillas, bloques de apoyo, mensajes acolchados, etc.) son de espuma de poliuretano con una cubierta ignífuga hecha de vinilo expandido.
- Los chasis son de acero o tubos de aluminio, soldados entre sí, y recubierto con un acabado horneado de pintura. Algunos componentes del chasis también pueden ser de acero inoxidable.
- Las cinchas son de polipropileno o correas de nylon.
- Los componentes de plástico están moldeado a partir de una variedad de resinas industriales de inyección. Todos los están libres de látex, plomo y ftalatos.

Modificaciones



advertencia

Para prevenir lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere ningún producto o componente ni use productos Rifton con recambios y componentes de otras marcas. Rifton no aceptará ninguna responsabilidad por ninguna modificación o alteración hecha con otros componentes sin nuestro consentimiento. Los clientes que modifican o alteran nuestros componentes o productos, o lo utilizan en combinación con productos de otros fabricantes, lo hacen bajo su propio riesgo.

Rifton contactos



Email
Sales@Rifton.com



Phone
800.571.8198
9–5 EST



Mail
Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471-0260



Fax
800.865.4674



Online
www.Rifton.com

Para pedir recambios

1. Localice el número de serie en la etiqueta
2. Llame a su distribuidor.

Utilice sólo piezas de repuesto suministradas por Equipo Rifton.

Estamos contentos de suministrar piezas de repuesto. Aunque Rifton hace todo lo posible para suministrar piezas y las instrucciones correctas para la reparación o remodelación de su equipo, usted es responsable de asegurarse de que las reparaciones o modificaciones se han completado correctamente y con seguridad.



Encuentra artículos
informativos en:
www.rifton.com/pacer