

Blue Wave Sistema de baño

E541, E542, & E543 Manual de producto



Contenido

Información importante	3
Mensajes de seguridad	4
Recomendaciones uso y medidas	5
Compruebe su pedido	6
componentes básicos	
Patas	6
Asiento y Respaldo	7
Blocs de cabeza	7
Tejido estándar	8
Tejido soft	9
Cinchas de piernas	10
Accesorios	
Base bañera	11
Base ducha	12
Kit de conversión	12
Funcionamiento y mantenimiento	13
Limpieza y garantía	14
Materiales y modificaciones	15

IMPORTANTE

Por favor, guarde este manual del producto para referencia futura. Copias adicionales están disponibles en www.rifton.com

Clave para usuarios

Use esta clave para determinar las secciones que le interesan



Uso técnico Para los profesionales que piden y configuran productos.



Cuidadores Para cuidadores que manipulan el producto



Personal de mantenimiento Para cualquier persona que es responsable de servicio o pedido de recambios.

ADVERTENCIA

- Lea a fondo y entienda la información en este manual del producto antes de utilizarlo. Si no se siguen los procedimientos e instrucciones de este manual del producto, podrían producirse lesiones graves o la muerte.
- Un profesional cualificado debe evaluar la conveniencia y la seguridad de todo el equipo para cada usuario.
- Este producto está diseñado para ser utilizado por los usuarios con poco juicio. Se requiere supervisión de un adulto en todo momento.
- Para prevenir caídas i lesiones:
 - No utilice este producto en terreno áspero y desigual, alrededor de las piscinas, o cerca de las escaleras.
 - Asegurar el uso apropiado de las cinchas y soportes en todo momento. Las cinchas y los soportes se proporcionan para la seguridad del usuario y deben ajustarse cuidadosamente para la comodidad y la seguridad.
 - Apriete todos los mandos de ajuste antes de su utilización e inmediatamente después de realizar ajustes.
- No utilice este producto para usuarios fuera de los límites de altura y peso especificados en este manual.
- Para evitar pellizcos o aplastamiento, asegúrese de que todas las manos y los pies son fuera de las piezas móviles durante el ajuste.
- Para evitar fallos estructurales, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte:
 - Inspeccione este producto y los accesorios regularmente de tornillos flojos o faltantes, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas adjuntas que faltan, inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
 - Retire inmediatamente este producto de uso cuando se desarrolla cualquier condición que podría hacer la operación insegura.
 - No utilice componentes Rifton o productos para cualquier propósito que no sea el uso previsto.

Recomendaciones de uso

El sistema de baño Blue Wave es un dispositivo médico de clase 1. La silla básica de baño, con el soporte opcional de bañera o con ruedas, ofrece un asiento de secado rápido estable para el baño. Proporciona seguridad y comodidad tanto para los bañistas y el cuidador. Hay dos tipos de tejido, ya sea estándar o soft, están disponibles para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes.

Medidas

User dimensions - inches (cm)	small	medium	large
Altura	Hasta 91cm	De 81 a 127 cm	De 117a 173 cm



Medida clave: altura

Seleccione la silla de baño apropiado altura total del usuario. Elija el tamaño que permita el crecimiento.

Importante: Asegúrese de que la profundidad del asiento, el ancho y la altura del respaldo son adecuados. El peso del usuario no debe exceder la carga máxima de trabajo.

Dimensiones en cm	pequeño	mediano	grande
Profundidad de asiento	33	33	42
Ancho de asiento	37	37	37
Altura de respaldo	46	64	81
Altura de asiento	5-18	5-18	5-18
Altura asiento (incl. soporte bañera)	28-43	28-43	28-43
Altura asiento (incl. soporte ducha)	71	71	71
Longitud máxima	83	98	126
Ancho base	43	43	43
Longitud base	76	76	76
Altura soporte bañera	25	25	25
Longitud soporte bañera	81	81	81
Ancho soporte bañera	43	43	43
Altura soporte ducha	53	53	53
Ancho soporte de ducha	69	69	69
Longitud soporte de ducha	84	84	84
Carga máxima	27	54	73
Angulo respaldo y asiento	0°, 22°, 45°, 67°, 90°		

Compruebe su pedido

Blue Wave y bases vienen completamente montados. Las patas de la silla vienen en la posición plegada y los bloques de cabeza unidos debajo. Colóquelos bien antes de su uso.

Componentes básicos

Blue Wave viene en tamaño pequeño, mediano o grande. Se puede utilizar con o sin un soporte. Con tela estándar o soft.

Patas

Las patas de la silla de baño se ajustan para subir o bajar la silla 18 cm.




Figura 6a

Para subir o bajar la silla (ver Figura 6a):

1. Tire hacia afuera.
2. Gire las patas hacia arriba o abajo.
3. Empuje fijar.

La silla de baño se pliega para su almacenamiento (véase la Figura 6b).



Figura 6b

Asiento y respaldo

El asiento y el respaldo se ajustan con incrementos de 22 para dar cabida a una variedad de usuarios. Para ajustar el asiento (ver Figura 7a):

1. Tire del gatillo rojo en ambos lados del marco.
2. Gire el asiento y / o hasta la posición adecuada.
3. Suelte el gatillo.



Figura 7a

Blocs de cabeza

Deslice los bloques de cabeza dentro y fuera de la correa para ajustar el espaciado. También se pueden colocar a cualquier altura utilizando los sujetadores de gancho y bucle en la parte trasera (Véase la Figura 7b).




Figura 7b

Tejido

Estándar fabric

La malla de poliéster cubierto de vinilo proporciona una superficie tensa y firme que se seca rápidamente (ver figura 8a).

Figura 8a



Cinchas del pecho

La cubierta de tela estándar viene con una correa en el pecho, que puede ser usado para colocar y apoyar el usuario. Correas adicionales se pueden pedir, si es necesario. (Véase la Figura 8b).

Cinchas de piernas

Fijar las correas de las piernas para apoyar las piernas del usuario. Correas de las piernas puede ser utilizado para el secuestro envolviendo extremos de las correas debajo del asiento (véase la Figura 8c).



Figure 8c

Tejido soft

El poliéster de punto suave es adecuado para los clientes más jóvenes, o para clientes con piel sensible (ver Figura 9a).

Cinchas de pecho

El tejido soft tiene una cincha para el pecho de poliéster de punto de proporcionar un cómodo 'Abrazo' para el posicionamiento lateral seguro. Más acolchado entre el tejido y el marco suaviza la superficie de contacto.

Coloque la cincha de pecho (ver Figura 9b). La correa en el interior va alrededor de la silla y se ata con gancho y bucle. La cincha exterior va alrededor del pecho del usuario, y las cinchas laterales proporcionan soporte lateral adicional (véase la Figura 9c).




Figura9a



Figura9b



Figura9c

Cinchas de pierna

Las cinchas de las piernas a través de bucles en la cubierta y se pueden ajustar alrededor de las piernas del usuario (ver Figura 10a y 10b). Todas las cinchas se pueden quitar. Los ajustes se pueden hacer con el usuario en la silla.



Figura 10a



Figura 10b

Accesorios



ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, asegúrese de que las cuatro patas estén firmemente enganchadas en las en el soporte antes de utilizar el soporte de la bañera o ducha.

Base de bañera

La base de bañera (véase la Figura 11a) sitúa la silla a una altura de trabajo de 23 cm, para el cuidador (véase la Figura 11b). las sillas pequeñas, medianas y grandes caben en la misma base

Para instalar la silla en el stand de la bañera:

1. Poner las piernas en la posición baja.
2. Inserte en los zócalos.
3. Presione con firmeza hasta que las palancas rojas haga clic en su lugar.

Para liberar (véase la figura 11c):


1. Presione hacia abajo en cada palanca roja y
2. Tire hacia arriba para liberar cada pierna.



Figura 11a



Figura 11b



Base de ducha

ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, bloqueo de las cuatro ruedas en la ducha de pie durante el uso:

La base de ducha (véase la Figura 12a) pone a la silla de baño en las ruedas (véase la Figura 12b), a la altura del pie para el cuidador. Los tres tamaños de silla de baño caben en el mismo stand.

Para instalar la silla en el stand de la ducha:

1. Coloque las patas de la silla de baño en la posición baja.
2. Inserte en las tomas.
3. Presione con firmeza hasta que las palancas rojas haga clic en su lugar.

Para liberar (véase la figura 11c):

1. Presione hacia abajo en cada palanca roja y
2. Tire hacia arriba para liberar cada pierna.

Kit conversión

El kit de conversión sin necesidad de herramientas convierte la silla de Blue Wave a un tamaño mayor



Figura 12a



Figura 12b

Funcionamiento

La silla de baño Rifton Blue Wave es para usar en una bañera o ducha. Su capacidad de ajuste y los accesorios permiten bañarse a clientes con una amplia gama de discapacidades. El asiento y el respaldo son de ángulo ajustable para adaptarse a las necesidades de posicionamiento. Los blocs de cabeza, las cinchas del pecho y cinchas de piernas están diseñados para la seguridad del cliente y se deben ajustar cuidadosamente para la comodidad y la seguridad. Las patas de la estructura se pueden colocar de forma segura en dos posiciones para subir o bajar la silla de baño antes de su uso. Las patas se insertan en sockets cuando la silla de baño se coloca en la bañera o ducha de pie antes de su uso. La base de bañera opcional está diseñada para aumentar la altura de la silla de baño para una posición de trabajo mejor del cuidador. La base de ducha opcional coloca la silla de baño en las ruedas a la altura del pie para el cuidador, para su uso en una ducha. (Ver pág 6-12 para obtener instrucciones detalladas sobre los ajustes del producto.)

Mantenimiento

Este producto ha sido diseñado y probado para una vida útil de 5 años cuando se utiliza y se mantiene de acuerdo con este manual. En todo momento, los usuarios deben asegurarse de que el producto permanece en una condición segura y utilizable, incluyendo el mantenimiento y las inspecciones que se especifican en este manual regular.

Para evitar fallas estructurales, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte:

- Inspeccione este producto y los accesorios regularmente, tornillos flojos o faltantes, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, archivos adjuntos que faltan, inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
- Retire inmediatamente este producto de uso cuando se desarrolla cualquier condición que podría hacer la operación insegura.
- No utilice componentes Rifton o productos para cualquier propósito que no sea el uso previsto.
- Reemplazar o reparar los componentes o productos que se dañen o parezcan ser inestable.
- Utilice sólo Rifton repuestos autorizado. Informaciones de pedido de piezas de recambio se proporciona en la parte posterior de este manual del producto.

Limpeza

El sistema de baño Rifton Blue Wave está diseñado para facilitar la limpieza.

Retire la cubierta de la silla del baño haciendo girar tanto el asiento y el respaldo a la posición vertical y tirando de la cubierta del marco, asiento primero (véase la Figura 14a).

Las piezas de tela se deben lavar y secar en una (F / 40 ° C 100 °) ambiente cálido. Use un detergente suave. Enjuague bien. Desinfectar marco y tela con un desinfectante comercial, o una solución de hasta 10% de lejía.

Enjuague bien.

Las cinchas con cierres de velcro pueden ser lavada. Involucrar a los cierres antes del lavado. No planchar. El uso excesivo de cloro y las altas temperaturas pueden dañar el tejido. No planchar.

Stands de hidromasaje, ducha y soporte de marco piezas se pueden limpiar con productos de limpieza normales. Las ruedas darán el mejor rendimiento si se limpian regularmente por pulverización desde abajo con un ana manguera de agua a presión. No utilice productos químicos o lubricantes.



Figura 14a

Declaración de garantía

Si un producto Rifton se rompe o falla en el servicio durante el primer año, lo reemplazaremos sin cargo.

Materiales 🛠️

- Los artículos de hardware de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc.) son de acero inoxidable.
- La tapicería es reforzada (tejido estándar) o de punto de poliéster (tejido soft). Tejido soft es amortiguado con tejido de poliéster espaciador.
- Las cinchas suelen ser de polipropileno o cinchas de nylon.
- Los componentes de plástico son típicamente moldeado a partir de una variedad de resinas industriales a inyección. Todos los materiales son libres de látex, plomo y ftalatos.

Modificaciones usuarios 🧑 🏠 🛠️

⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique o altere productos Rifton o componentes, o utilizar productos o componentes Rifton en combinación con productos de otros fabricantes. Rifton no se hace responsable de cualquier modificación o alteración realizada a nuestros componentes o productos después de salir de nuestras instalaciones. Clientes que modifican o alteran nuestros componentes o productos, o su utilización en combinación con productos de otros fabricantes, lo hacen bajo su propio riesgo.

Rifton Contact Information



Email
Sales@Rifton.com



Phone
800.571.8198
9–5 EST



Mail
Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471–0260



Fax
800.865.4674



Online
www.Rifton.com

To order replacement parts

1. **Locate the ID number** of the product on the small white label.
2. Have this number available when you call **800.571.8198** for your customer service representative.

Use only replacement parts supplied by Rifton Equipment.

We are glad to supply replacement parts. Although Rifton makes every effort to supply correct parts and instructions for repairing or refurbishing your equipment, you are responsible to make sure that the repairs or modifications are correctly and safely completed.



Find letters of medical necessity
and informative articles at:
www.rifton.com/bathchair