

Parapion



***LA FOTO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO**

- Distintas unidades
- Talla 1 y talla 2
- Valoración = 1 (muy buena)

El bipedestador Parapion se utiliza para poder verticalizar al paciente en posición estática. Durante este proceso el sentido del equilibrio del paciente, los órganos internos y el sistema de circulación sanguínea pueden adaptarse a las nuevas condiciones.

Gracias a este bipedestador el paciente es capaz de realizar actividades cotidianas o profesionales. Un conjunto de correas y soportes han sido diseñados para la seguridad y comodidad del paciente. El bipedestador está equipado con ruedas que permiten el transporte del paciente de una habitación a otra en posición vertical.

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)

*** Medida clave: Altura de pecho**

(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las

demás)

	TALLA 1	TALLA 2
ANCHO TOTAL	56	56
LONGITUD TOTAL	75	87
ALTURA TOTAL	73	92
ANCHO DE PELVIS (MAX)	23	31
CIRCUNFERENCIA PÉLVICA	56-76	80-102
ANCHO DE PECHO	23	31
PERÍMETRO DE PECHO	56-76	80-102
ALTURA EJE ARTICULACIÓN PELVIS	61-90	80-104
* ALTURA DE PECHO	73-111	92-126
CARGA MÁXIMA	30 KG	55 KG
PESO	17 KG	21,5 KG

Precio