

# Parapion



## \* LA FOTO NO CORRESPON AL PRODUCTE

- Diferents unitats

- Talla 1 i talla 2

- Valoració = 1 (molt bona)

El bipedestador Parapion s'utilitza per poder verticalitzar al pacient en posició estàtica. Durant aquest procés el sentit de l'equilibri del pacient, els òrgans interns i el sistema de circulació sanguínia poden adaptar-se a les noves condicions.

Gràcies a aquest bipedestador el pacient és capaç de realitzar activitats quotidianes o professionals. Un conjunt de corretges i suports han estat dissenyats per a la seguretat i comoditat del pacient.

El bipedestador està equipat amb rodes que permeten el transport del pacient d'una habitació a una altra en posició vertical.

## Mesures

QUADRE DE MESSAGES ( longitud en cm i pes en kg)

\* Mesura clau: Alçada de pit

*(La mesura clau és una referència d'aproximació, és necessari comparar totes les altres)*

	TALLA 1	TALLA 2
AMPLE TOTAL	56	56
LONGITUD TOTAL	75	87
ALTURA TOTAL	73	92
AMPLADA DE PELVIS (MAX)	23	31
CIRCUMFERÈNCIA PÈLVICA	56-76	80-102
AMPLE DE PIT	23	31
PERÍMETRE DE PIT	56-76	80-102
ALTURA EIX ARTICULACIÓ PELVIS	61-90	80-104
* ALÇADA DE PIT	73-111	92-126
CARGA MÀXIMA	30 KG	55 KG
PES	17 KG	21,5 KG

## Preu