

# Activall

## ANDADORES DINÁMICOS



- Talla 4
- Color blanco
- Valoración 3 = Regular

**Activall** es un moderno dispositivo de rehabilitación para ser utilizado en terapia intensiva de pacientes con dificultades de movilidad tanto en extremidades inferiores como superiores. Éste permite conseguir y mantener una correcta posición/autónoma. El arnés pélvico y el separador de piernas hacen de este dispositivo especialmente útil para pacientes con extremidades espásticas asociadas a contracturas de las articulaciones de rodilla y pelvis.

El modelo Activall lleva empuñaduras y ruedas traseras con freno fricción.

## Caract. y Espec.

- Arnés y anillo pélvico de seguridad acolchado y ajustable
- Anillo torácico acolchado
- Empuñadura
- Ruedas traseras con freno de fricción
- Separador de piernas

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS ( Longitud en cm y peso en kg)

**\* El modelo Activall Cross mide 18 cm más de anchura.**

**\*\* El modelo Activall Cross mide 12 cm más de altura.**

**\*\*\* Medidas clave: Altura de talón a trocánter y altura a soporte torácico (*La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás*)**

	TALLA 4
* ANCHO TOTAL	66
LONGITUD TOTAL	91
** ALTURA TOTAL	96
ANCHO DE PELVIS	37
PROFUNDIDAD DE PELVIS	29
ANCHO DE PECHO	37
PROFUNDIDAD DE PECHO	29
*** ALTURA DE TALÓN A TROCÁNTER	83 - 112
*** ALTURA SOPORTE TORÁCICO	92 - 126
CARGA MÁXIMA	80
PESO	20,5

## Precio