

# Activall

## CAMINADORS DINÀMICS



- Talla 4
- Color blanc
- Valoració 3 = Regular

Activall és un modern dispositiu de rehabilitació per a ser utilitzat en teràpia intensiva de pacients amb dificultats de mobilitat tant en extremitats inferiors com superiors. Aquest permet aconseguir i mantenir una correcta posició / autònoma. L'arnès pelvià i el separador de cames fan d'aquest dispositiu especialment útil per a pacients amb extremitats espàstiques associades a contractures de les articulacions de genoll i pelvis.

El model Activall porta empunyadures i rodes del darrere amb fre fricció.

## Caract. i Espec.

- Arnès i anell pèlvic de seguretat encoixinat i ajustable
- Anell toràcic encoixinat
- Empunyadura
- Rodes posteriors amb frens de fricció

# Mesures

QUADRE DE MESURES ( Longitud en cm i pes en kg)

**\* El model Activall Cross medeix 18 cm més d'amplada.**

**\*\* El model Activall Cross medeix 12 cm d'alçada.**

**\*\*\* Mesures clau: Alçada taló a trocànter i alçada suport toràctic (la mesura clau és una referència d'aproximació, és necessari comparar totes les altres)**

	TALLA 4
* AMPLE TOTAL	66
LONGITUD TOTAL	91
** ALTURA TOTAL	96
AMPLE DE PELVIS	37
PROFUNDITAT DE PELVIS	29
AMPLE DE PIT	37
PROFUNDIDAD DE PIT	29
*** ALÇADA TALÓ A TROCÀNTER	83 - 112
*** ALÇADA SUPORT TORÀCIC	92-126
CÀRREGA MÀXIMA	80
PES	20,5