

# Activall & Activall Cross

## CAMINADORS DINÀMICS



**Activall** és un modern dispositiu de rehabilitació per ser utilitzat en teràpia intensiva de pacients amb dificultats de mobilitat tant en extremitats inferiors com superiors. Aquest permet aconseguir i mantenir una correcta posició autònoma. L'arnès pèlvic i el separador de cames fan d'aquest dispositiu especialment útil per a pacients amb extremitats espàstiques associades a contractures de les articulacions de genoll i pelvis.

El model Activall porta empenyadores i rodes posteriors amb fre de fricció.

**Activall Cross** està recomanat per pacients que hagin passat les etapes primerenques d'aprenentatge del patró de marxa. Aquest dispositiu respon molt bé en exteriors permetent continuar amb el procés de rehabilitació. Activall Cross és un producte molt estable, fàcil d'utilitzar i funcional. L'equipament estàndard inclou fre manual i una útil cistella.

El model Activall Cross es diferencia del model Activall en què porta cistella multiús i les rodes posteriors són massisses i les frontals d'exterior, a més de tenir una base d'estructura reforçada i fre manual.

## Caract. i Espec.

- ACTIVALL
- Arnès i anell pèlvic de seguretat encoixinat i ajustable

- Anell toràctic encoixinat
- Empunyadura
- Rodes posteriors amb frens de fricció
- Separador de cames
- ACTIVALL CROSS
- Anell toràctic encoixinat
- Arnès i anell pèlvic de seguretat encoixinat i ajustable
- Base d'estructura reforçada
- Cistella multiús
- Separador de cames
- Rodes posteriors massisses
- Rodes frontals d'exterior
- Fre manual

## Mesures

QUADRE DE MESURES ( Longitud en cm i pes en kg)

**\* El model Activall Cross medeix 18 cm més d'amplada.**

**\*\* El model Activall Cross medeix 12 cm d'alçada.**

**\*\*\* Mesures clau: Alçada taló a troncanter i alçada suport toràctic (la mesura clau és una referència d'aproximació, és necessari comparar totes les altres)**

	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3	TALLA 4	TALLA 5
* AMPLE TOTAL	59	60	63	66	74
LONGITUD TOTAL	73	84	84	91	98
** ALTURA TOTAL	54	79	90	96	112
AMPLE DE PELVIS	26	28	31	37	42
PROFUNDITAT DE PELVIS	22	25	27	29	35
AMPLE DE PIT	26	28	31	37	42
PROFUNDIDAD DE PIT	22	25	27	29	35
*** ALÇADA TALÓ A TROCANTER	44 - 60	66 - 82	77 - 102	83 - 112	98 - 120
*** ALÇADA SUPORT TORÀCIC	52 - 70	77 - 95	89-116	92-126	108-143
CÀRREGA MÀXIMA	25	40	60	80	95
PES	13,5	16,5	18	20,5	23

## Models i talles

- AK-ACTIVALL/T1 Activall - Talla 1
- AK-ACTIVALL/T2 Activall - Talla 2
- AK-ACTIVALL/T3 Activall - Talla 3
- AK-ACTIVALL/T4 Activall - Talla 4
- AK-ACTIVALL/T5 Activall - Talla 5
- AK-ACTIVALLCR/T2 Activall Cross - Talla 2
- AK-ACTIVALLCR/T3 Activall Cross - Talla 3
- AK-ACTIVALLCR/T4 Activall Cross - Talla 4
- AK-ACTIVALLCR/T5 Activall Cross - Talla 5

## Colors



Talla 1



Talla 2



Talla 3



Talla 4



Talla 5

## Accessoris



Pad d'estrenyiment de suport de pit Activall



Pad d'estrenyiment de suport de maluc Activall



Suport d'avantbraç (2 unitats) Activall



Arnés pèlvic Activall



Rodes de bloqueig amb antiretrocs (2 unitats) Activall



Rodes amb bloqueig de direcció (2 unitats) Activall