

# Activall & Activall Cross

## CAMINADORS DINÀMICS



**Activall** és un modern dispositiu de rehabilitació per ser utilitzat en teràpia intensiva de pacients amb dificultats de mobilitat tant en extremitats inferiors com superiors. Aquest permet aconseguir i mantenir una correcta posició autònoma. L'arnès pèlvic i el separador de cames fan d'aquest dispositiu especialment útil per a pacients amb extremitats espàstiques associades a contractures de les articulacions de genoll i pelvis.

El model Activall porta empenyadures i rodes posteriors amb fre de fricció.

**Activall Cross** està recomanat per pacients que hagin passat les etapes primerenques d'aprenentatge del patró de marxa. Aquest dispositiu respon molt bé en exteriors permetent continuar amb el procés de rehabilitació. Activall Cross és un producte molt estable, fàcil d'utilitzar i funcional. L'equipament estàndard inclou fre manual i una útil cistella.

El model Activall Cross es diferencia del model Activall en què porta cistella multiús i les rodes posteriors són massisses i les frontals d'exterior, a més de tenir una base d'estructura reforçada i fre manual.

## Caract. i Espec.

- ACTIVALL
- Arnès i anell pèlvic de seguretat encoixinat i ajustable

- Anell toràctic encoixinat
- Empunyadura
- Rodes posteriors amb frens de fricció
- Separador de cames
- ACTIVALL CROSS
- Anell toràctic encoixinat
- Arnès i anell pèlvic de seguretat encoixinat i ajustable
- Base d'estructura reforçada
- Cistella multiús
- Separador de cames
- Rodes posteriors massisses
- Rodes frontals d'exterior
- Fre manual

## Mesures

QUADRE DE MESURES ( Longitud en cm i pes en kg)

\* El model Activall Cross medeix 18 cm més d'amplada.

\*\* El model Activall Cross medeix 12 cm d'alçada.

\*\*\* Mesures clau: Alçada taló a troncanter i alçada suport toràctic (la mesura clau és una referència d'aproximació, és necessari comparar totes les altres)

|                             | TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3  | TALLA 4  | TALLA 5  |
|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| * AMPLE TOTAL               | 59      | 60      | 63       | 66       | 74       |
| LONGITUD TOTAL              | 73      | 84      | 84       | 91       | 98       |
| ** ALTURA TOTAL             | 54      | 79      | 90       | 96       | 112      |
| AMPLE DE PELVIS             | 26      | 28      | 31       | 37       | 42       |
| PROFUNDITAT DE PELVIS       | 22      | 25      | 27       | 29       | 35       |
| AMPLE DE PIT                | 26      | 28      | 31       | 37       | 42       |
| PROFUNDIDAD DE PIT          | 22      | 25      | 27       | 29       | 35       |
| *** ALÇADA TALÓ A TROCANTER | 44 - 60 | 66 - 82 | 77 - 102 | 83 - 112 | 98 - 120 |
| *** ALÇADA SUPORT TORÀCIC   | 52 - 70 | 77 - 95 | 89-116   | 92-126   | 108-143  |
| CÀRREGA MÀXIMA              | 25      | 40      | 60       | 80       | 95       |
| PES                         | 13,5    | 16,5    | 18       | 20,5     | 23       |

## Models i talles

- AK-ACTIVALL/T1 Activall - Talla 1
- AK-ACTIVALL/T2 Activall - Talla 2
- AK-ACTIVALL/T3 Activall - Talla 3
- AK-ACTIVALL/T4 Activall - Talla 4
- AK-ACTIVALL/T5 Activall - Talla 5
- AK-ACTIVALLCR/T2 Activall Cross - Talla 2
- AK-ACTIVALLCR/T3 Activall Cross - Talla 3
- AK-ACTIVALLCR/T4 Activall Cross - Talla 4
- AK-ACTIVALLCR/T5 Activall Cross - Talla 5

## Colors



Talla 1



Talla 2



Talla 3



Talla 4



Talla 5

## Accessoris



Pad d'estrenyiment de suport de pit Activall



Pad d'estrenyiment de suport de maluc Activall



Suport d'avantbraç (2 unitats) Activall



Arnés pèlvic Activall



Rodes de bloqueig amb antiretrocs (2 unitats) Activall



Rodes amb bloqueig de direcció (2 unitats) Activall