

# Trimline Bodypoint

## CORRECCIÓN DE HOMBROS



El arnés de hombros Trimline se puede usar en dos posiciones, la primera, tipo mochila permite corregir rotaciones y cifosis a la vez que proporciona una mejor respiración gracias a la rotación externa de los hombros y a la extensión de tronco. En la posición cruzada proporcionamos un encaje muy cómodo que nos ayudará a corregir escoliosis y cifosis, no hace disminuir el rango de movimiento de los brazos.

### Caract. y Espec.

- Las cinchas se desabrochan por detrás de los hombros del usuario.
- Las almohadillas independientes se separan cuando el usuario se inclina hacia adelante para reducir el riesgo.
- Las almohadillas individuales se pueden utilizar juntas o separadas para el posicionamiento asimétrico.

# Medidas

CUADRO DE MEDIDAS DEL USUARIO DE HOMBROS (en cm)

XL	48-56
L	41-48
M	33-41
S	28-33
XS	24-28

## Modelos y tallas

- BP-SH240S-B1 Trimline ajuste trasero - Talla S, anclaje B1
- BP-SH240S-B2 Trimline ajuste trasero - Talla S, anclaje B2
- BP-SH240M-B1 Trimline ajuste trasero - Talla M, anclaje B1
- BP-SH240M-B2 Trimline ajuste trasero - Talla M, anclaje B2
- BP-SH240L-B1 Trimline ajuste trasero - Talla L, anclaje B1
- BP-SH240L-B2 Trimline ajuste trasero - Talla L, anclaje B2
- BP-SH230S-B1 Trimline ajuste delantero - Talla S, anclaje B1
- BP-SH230S-B2 Trimline ajuste delantero - Talla S, anclaje B2
- BP-SH230M-B1 Trimline ajuste delantero - Talla M, anclaje B1
- BP-SH230M-B2 Trimline ajuste delantero - Talla M, anclaje B2
- BP-SH230L-B1 Trimline ajuste delantero - Talla L, anclaje B1
- BP-SH230L-B2 Trimline ajuste delantero - Talla L, anclaje B2