

# Trimline Bodypoint

## CORRECCIÓ D'ESPATLLES



L'arnès d'espatlla Trimline es pot usar en dos posicions, la primera tipus motxilla permet corregir rotacions i cifosis a la vegada que proporciona una millor respiració gràcies a la rotació externa dels hombros i a l'extensió de tronc. En la posició creuada proporciona un eix molt comfortable que ens ajudarà a corregir escoliosis i cifosis, no fa disminuir al rang de moviment dels braços.

### Caract. i Espec.

- Les cinxes es descorden per darrera dels hombros de l'usuari
- Els encoixinats independents es separen quan l'usuari s'inclina cap endavant per a reduir el risc
- Els encoixinats individuals es poden utilitzar junts o separats per al posicionament asimètric

### Mesures

QUADRE DE MESURES DE L'USUARI D'ESPATLLES (en cm)

XL	48-56
L	41-48
M	33-41
S	28-33
XS	24-28

## Models i talles

- BP-SH240S-B1 Trimline ajust posterior - Talla S, anclatge B1
- BP-SH240S-B2 Trimline ajust posterior - Talla S, anclatge B2
- BP-SH240M-B1 Trimline ajust posterior - Talla M, anclatge B1
- BP-SH240M-B2 Trimline ajust posterior - Talla M, anclatge B2
- BP-SH240L-B1 Trimline ajust posterior - Talla L, anclatge B1
- BP-SH240L-B2 Trimline ajust posterior - Talla L, anclatge B2
- BP-SH230S-B1 Trimline ajust davanter - Talla S, anclatge B1
- BP-SH230S-B2 Trimline ajust davanter - Talla S, anclatge B2
- BP-SH230M-B1 Trimline ajust davanter - Talla M, anclatge B1
- BP-SH230M-B2 Trimline ajust davanter - Talla M, anclatge B2
- BP-SH230L-B1 Trimline ajust davanter - Talla L, anclatge B1
- BP-SH230L-B2 Trimline ajust davanter - Talla L, anclatge B2