



Posicionamiento Pélvico - Movilidad / Posicionamiento Pélvico

Arnés de piernas Bodypoint sujetando pelvis y piernas





Sujeta cada pierna con el interior del muslo, dando una resistencia opcional excepcional a las rotaciones y oblicuidades pélvicas, sin limitar la báscula pélvica anterior o presionar la vejiga. Utilizado también para controlar la abducción y la rotación externa de las piernas. Se vende por pares.

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS:

S	20-28 mm
M	28-36 mm
L	36-41 mm

Modelos y tallas

• BP-LH600S-B1	Arnés de piernas acolchado - Talla S, anclaje B1
• BPLH600S-B2	Arnés de piernas acolchado - Talla S, anclaje B2
• BP-LH600M-B1	Arnés de piernas acolchado - Talla M, anclaje B1
• BP-LH600M-B2	Arnés de piernas acolchado - Talla M, anclaje B2
• BP-LH600L-B1	Arnés de piernas acolchado - Talla L, anclaje B1
• BP-LH600L-B2	Arnés de piernas acolchado - Talla L, anclaje B2