



REHAGIRONA

MOMO

Barra de respaldo triciclo Momo



La barra de respaldo tiene que ir siempre con el soporte de sillín en forma de T.
Es necesario para poder poner los soportes de cabeza, respaldos y controles de cadera / pélvicos.

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (en cm)

	ALTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD
TALLA 1	20	12
TALLA 2	30	12
TALLA 3	37	12
TALLA 4	53	12
A MEDIDA	max. 85	max. 30

Modelos y tallas

- SC3701007 Barra de respaldo - Talla 1
- SC3702007 Barra de respaldo - Talla 2
- SC3703007 Barra de respaldo - Talla 3
- SC3704007 Barra de respaldo - Talla 4
- SC3709007 Barra de respaldo - A medida