

# Jumbo

## SIMPLE Y FUNCIONAL



La **silla de rehabilitación Jumbo** ha sido diseñada para **iniciar la sedestación**. Con **3 tallas** puede utilizarse desde **atención temprana** hasta **pacientes de 75 kg**.

Es **simple y funcional**, está fabricada en **madera ecológica** de alta resistencia, y es **agradable** para el niño y su entorno.

Gracias a su simplicidad en el diseño es **muy fácil de usar** y responde a su función de manera muy correcta. Los soportes de tronco ajustables ayudan en la corrección de problemas posturales.

## Caract. y Espec.

- Asiento y respaldo acolchado
- Controles acolchados de tronco y pelvis
- Respaldo reclinable
- Profundidad de asiento ajustable
- Chaleco HOLD & PULL
- Taco abductor
- Reposapiés con cinchas estabilizadores

- Estructura con ruedas equipadas con frenos

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)


**\* Medidas clave: profundidad de asiento y altura de respaldo + reposacabezas**  
**(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)**

	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3
ANCHO TOTAL	50	54	60
LONGITUD TOTAL	82	100	120
ALTURA TOTAL	76	95	105
ANCHO ASIENTO	35	39	46
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO	13-31	19-38	29-54
ALTURA RESPALDO	34	38	55
ANCHO DE PECHO	17-27	22-32	22-35
ALTURA REPOSAPIÉS	18-35	24-45	28-45
LARGO PLATAFORMA PIE	19	25	26
RECLINACIÓN ASIENTO	10º	10º	10º
RECLINACIÓN RESPALDO	90º-110º	90º-110º	90º-110º
CARGA MÁXIMA	30	45	75
PESO	14	20	24,5


## Modelos y tallas

- AK-JUMBO/T1 Jumbo - Talla 1
- AK-JUMBO/T2 Jumbo - Talla 2
- AK-JUMBO/T3 Jumbo - Talla 3


## Colores



Talla 1



Talla 2



Talla 3

## Accesorios



**Bandeja Jumbo**



**Funda para bandeja Jumbo**



**Cincha fijación Cabeza Jumbo**



**Reposacabezas ajustable Jumbo**



**Funda reposacabezas Jumbo**



**Cinturón de abducción de piernas Jumbo**



**Arnés forma H Jumbo**