


Soporte pélvico Tram





El soporte pélvico, disponible en tres tamaños, se utiliza para el apoyo en las transferencias al levantarse.

Se coloca rápidamente y se sujeta a Tram uniendo los anillos a los clips con códigos de colores.

El soporte se adapta mejor al paciente cuando se cruzan las correas.

Recomendado tanto para bipedestación como para deambulación.

Medidas

Dimensión clave de usuario: La mitad de la circunferencia del muslo:

Talla pequeña: 10-20 cm

Talla mediana: 20-36 cm

Talla grande: 25-46 cm

Modelos y tallas

• K306	Soporte pélvico - Talla pequeña
• K316	Soporte pélvico - Talla mediana
• K326	Soporte pélvico - Talla grande