

Soporte pélvico Tram



El soporte pélvico, disponible en tres tamaños, se utiliza para el apoyo en las transferencias al levantarse.

Se coloca rápidamente y se sujeta a Tram uniendo los anillos a los clips con códigos de colores.

El soporte se adapta mejor al paciente cuando se cruzan las correas.

Recomendado tanto para bipedestación como para deambulaci3n.

Medidas

Dimensi3n clave de usuario: La mitad de la circunferencia del muslo:

Talla peque1a: 10-20 cm

Talla mediana: 20-36 cm

Talla grande: 25-46 cm

Modelos y tallas

- K306 Soporte pélvico - Talla pequeña
- K316 Soporte pélvico - Talla mediana
- K326 Soporte pélvico - Talla grande