

## Suport pèlvic Tram



El suport pèlvic, disponible en tres tamanyes, s'utilitza pel suport a les transferències al aixecar-se. Es col·loca ràpidament i es subjecte a Tram unint els anells o els clips als codis de colors. El suport s'adapta millor al pacient quan es creuen les corretges. Recomenat tant per bipedestació com per a deambulació.

### Mesures

Dimensions clau de l'usuari: La meitat de la circumferència de la cuixa de l'usuari

Talla petita: 10-20 cm

Talla mitjana: 20-36 cm

Talla gran: 25-46 cm

## Models i talles

- K306 Suport pèlvic - Talla petita
- K316 Suport pèlvic - Talla mitjana
- K326 Suport pèlvic - Talla gran