

## Encoixinat seient i respatller HTS



L'encoixinat de seient i respatller són encoixinats d'escuma resistent a l'aigua que ens aporten confort, es treuen fàcilment per netejar.

El disseny de seient obert a la part del darrera del seient facilita l'accés dels cuidadors per realitzar la neteja necessària.

El disseny opcional de seient tancat per darrera i forat estret està dissenyat per a usuaris que necessiten més control al sentarse.

Tambés es pot escollir el seient sense forat per quan no és necessari.

### Mesures

Les mesures d'encoixinat s'adapta a la talla de seient i respatller escullit:

Dimensions de forat:

Talla petita: oberta 10 x 23 cm, tancada 8 x 20 cm

Talla mitjana: oberta 11 x 30 cm, tancada 9 x 25 cm

Talla gran: oberta 15 x 36 cm, tancada 11 x 30 cm

## **Models i talles**

- Z153 Encoixinat seient i respatller obert - Talla petita
- Z163 Encoixinat seient i respatller obert - Talla mitjana
- Z173 Encoixinat seient i respatller obert - Talla gran
- Z154 Encoixinat seient i respatller tancat - Talla petita
- Z164 Encoixinat seient i respatller tancat - Talla mitjana
- Z174 Encoixinat seient i respatller tancat - Talla gran
- Z187 Encoixinat seient i respatller sense forat - Talla petita
- Z188 Encoixinat seient i respatller sense forat - Talla mitjana
- Z189 Encoixinat seient i respatller sense forat - Talla gran