

# Sillín multiposicionador Pacer Dinámico



El sillín multiposicionador permite un mejor control y posicionamiento de la pelvis para uso anterior o posterior. Cinco ajustes independientes le permiten acomodar la postura de cada cliente:

**Altura:** Rango de ajuste de 22 cm para un mejor posicionamiento de la pelvis.

**Profundidad:** Rango de ajuste de 13 cm para optimizar la posición de la pelvis en relación con la parte superior del cuerpo para fomentar el movimiento hacia adelante durante la deambulación.

**Ángulo:** 7,5º y 15º delante y detrás para ajustar la posición de la pelvis anterior o inclinación posterior para un patrón de marcha más eficaz.

**Altura cinturón de cadera:** Rango de ajuste 8 cm para proporcionar una amortiguación y apoyo de la pelvis a nivel de ASIS (Espina Ilíaca anterior superior).

**Profundidad cinturón de cadera:** Rango de ajuste 8 cm para proporcionar una amortiguación y apoyo de la pelvis a nivel de ASIS (Espina Ilíaca anterior superior).

## Modelos y tallas

- K674 Sillín multiposicionador - Talla única