


Conjunto soporte de tobillos Pacer



El conjunto de soporte de tobillos encaja de manera segura a la barra inferior del chasis, las correas son cómodas y acolchadas que se ajustan para poder ayudar a determinar la separación del pie y evitar la marcha en tijera.

Los clips móviles a lo largo de la barra de la correa del tobillo controlan la colocación y limitan la longitud de la zancada.

Medidas

Las medidas corresponden a la talla del andador.

Modelos y tallas

| • K529 | Conjunto soporte de tobillos - Talla mini |
|--------|---|
| • K516 | Conjunto soporte de tobillos - Talla pequeña |
| • K684 | Conjunto soporte de tobillos - Para base estándar Pacer dinámico |
| • K694 | Conjunto soporte de tobillos - Para base exterior Pacer dinámico |
| • K664 | Conjunto soporte de tobillos - Para base cinta de marcha Pacer dinámico |