



REHAGIRONA

Pacer

Conjunto soporte de tobillos Pacer



El conjunto de soporte de tobillos encaja de manera segura a la barra inferior del chasis, las correas son cómodas y acolchadas que se ajustan para poder ayudar a determinar la separación del pie y evitar la marcha en tijera.

Los clips móviles a lo largo de la barra de la correa del tobillo controlan la colocación y limitan la longitud de la zancada.

Medidas

Las medidas corresponden a la talla del andador.

Modelos y tallas

- K529 Conjunto soporte de tobillos - Talla mini
- K516 Conjunto soporte de tobillos - Talla pequeña
- K684 Conjunto soporte de tobillos - Para base estándar Pacer dinámico
- K694 Conjunto soporte de tobillos - Para base exterior Pacer dinámico
- K664 Conjunto soporte de tobillos - Para base cinta de marcha Pacer dinámico