

## Reposapiés Activity Chair











El reposapiés se utiliza para la colocación de los pies y para compensación de peso en actividades funcionales en sedestación. Es necesario para montar sandalias y cinchas de tobillo y para satisfacer necesidades específicas de posicionamiento, es abatible para las transferencias. Con base Hi-Lo ya los lleva en configuración estándar y es recomendable sobretodo en base estándar con el conjunto de piernas largas.

## Modelos y tallas

• R847	Reposapiés - Talla pequeña
• R858	Reposapiés - Talla mediana
• R857	Reposapiés - Talla grande