

## Par de sandalias Activity Chair





Para poner las sandalias es necesario tener reposapiés, sirven para los usuarios que no pueden controlar el movimiento de la pierna y se ajustan para posicionar correctamente los pies. Las sandalias también alinean el cuerpo del cliente para un posicionamiento óptima mejorando la buena postura y la alineación adecuada de las articulaciones.

Nota: las sandalias no se pueden colocar con las bandas de tobillo.

## **Medidas**

Dimensiones:

Talla pequeña: 8 x 18 cm

Talla mediana: 10 x 23 cm

Talla grande: 13 x 27 cm

## **Modelos** y tallas

• R944	Par de sandalias - Talla pequeña
• R954	Par de sandalias - Talla mediana
• R964	Par de sandalias - Talla grande