

## Par de cuñas Activity Chair



Las cuñas requieren de sandalias y son especialmente para los usuarios con necesidades específicas de posicionamiento de tobillo o longitudes desiguales de las piernas. Se colocan bajo las sandalias para mejorar la buena postura y la alineación para un posicionamiento óptimo. Se usan para levantar los talones o los pies, o combinar dos cuñas debajo de una sandalia para añadir grosor.

Tienen las mismas medidas que las sandalias.

### Medidas

Grosor:

Talla pequeña: 3 cm

Talla mediana: 3,5 cm

Talla grande: 4 cm

## Modelos y tallas

- R697 Par de cuñas - Talla pequeña
- R698 Par de cuñas - Talla mediana
- R699 Par de cuñas - Talla grande