



REHAGIRONA

Activity Chair

Pad respaldo acolchado Activity Chair



El pad respaldo acolchado llena el espacio entre el borde inferior del respaldo y el borde superior del respaldo del asiento cuando se encuentra en una de las tres primeras posiciones. También se puede utilizar para proporcionar apoyo en la espalda adicional.

Modelos y tallas

- R849 Pad respaldo acolchado - Talla pequeña (para asiento pequeño y mediano)
- R856 Pad respaldo acolchado - Talla grande (para asiento talla grande)