

## Mini Kit Activity Chair



El mini kit hace más pequeña la silla de la talla pequeña permitiendo usarla en niños de aproximadamente seis meses hasta dos años. Se tiene que retirar a medida que el niño crece, de esta manera una misma talla sirve durante más años.

Nota: solo sirve para la talla pequeña.

## Medidas

El elevador de pies añade 8 cm

El apoyo de tronco tiene una circunferencia máxima de 66 cm

La almohadilla del respaldo es de 3 cm de grosor.

## Modelos y tallas

- R812      Mini Kit - Talla unica