



REHAGIRONA

E-Pacer

Soportes de muslo E-Pacer



Los **soportes de muslo del anadador E-Pacer** se usan para transferencias con el usuario sentado.

Se pueden lavar a máquina y están disponibles en dos anchuras.

Medidas

Anchura

Estrecho: 12,5 cm.

Ancho: 17,5 cm.

Modelos y tallas

- K308 Soporte de muslo - Par estrecho
- K338 Soporte de muslo - Par ancho
- K318 Soporte de muslo - Estrecho (uno sólo)
- K328 Soporte de muslo - Ancho (uno sólo)