



Posicionamiento

Tina Posicionamiento y confort



Tina es un chasis o base móvil diseñada para permitir la colocación de lechos posturales. El sistema de elevación mediante un pistón eléctrico facilita los cuidados y las actividades terapéuticas. La base está dividida en tres partes: el respaldo es regulable mediante un pistón eléctrico, la base del asiento ajustable en ángulo manualmente y la base de las piernas se gradúa mediante un pistón de gas. Un complemento ideal es el colchón de vacío modeable, que permite conseguir la posición ideal para cada usuario.

Caract. y Espec.

- Chasis o base móvil para la colocación de lechos posturales
- Sistema de elevación mediante un pistón eléctrico
- Ruedas traseras de 12" y delanteras de 8"
- Un complemento ideal es el colchón de vacío

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en kg)

| | TALLA ESTÁNDAR |
|----------------------------|----------------|
| ALTURA SUELO | 53 - 79 |
| REG.ÁNGULO CABEZA / TRONCO | 0º - 50º |
| REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | 0º - 18º |
| REGULACIÓN ÁNGULO PIERNAS | 0º - 50º |
| ANCHO TOTAL | 64 |
| CARGA MÁXIMA | 100 KG |
| PESO | 44 KG |

Modelos y tallas

• SC4000101 Tina - Talla estándar

Accesorios

