


Taco abductor HTS



Al separar las rodillas y ayudar a controlar los músculos de las piernas, el taco abductor previene las piernas en tijera y promueve la buena alineación de las articulaciones y el cuerpo.

Hecho de una espuma suave impermeable, también se conecta con el deflector estándar para mantener la limpieza mientras se orina.

El taco abductor se coloca y se saca fácilmente a HTS.

Medidas

Dimensiones:

Talla pequeña: 8 x 13 x 13 cm

Talla grande: 10 x 14 x 14 cm

Modelos y tallas

- Z124 Taco abductor - Para HTS pequeño y mediano
- Z144 Taco abductor - para HTS grande