

Soporte de muslo Pacer



El soporte de muslo sólo está disponible para el andador Pequeño. Oscila libremente con cada zancada del usuario y previene la marcha en tijera a la vez que ayuda repartir la carga de peso porque la correa mantiene la separación de las piernas.

Los soportes de muslo son ajustable en altura en posición media y lateral.

Las cinchas interna mantienen las piernas separadas y la curva exterior limita la abducción de pierna.

Medidas

Dimensiones:

Distancia entre correa y abrazadera 13-20 cm, circunferencia máxima de pierna 38 cm.

* **No disponible en talla Mini**

Modelos y tallas

- K515 Soporte de muslo - Talla única